

## Mount Quick acquoso

**IVD** Dispositivo medico-diagnostico in vitro **CE**

**Codice CND: W01030706**

Codice	Taglio/Unità di vendita
05-1740	9 x 30 ml

<b>Packaging</b>	Contenitore primario: flacone in polietilene alta densità (PEHD). Capacità utile 30 ml. Colore bianco coprente. Contagocce di precisione in PEHD. Tappo in PEHD con sigillo a perfetta tenuta. Contenitore secondario: scatola cartone colore bianco.  Etichette in PVC resistenti all'usura e ad acqua, alcol, solventi. Inchiostro antigraffio resistente ad acqua e alcol.												
<b>Scopo previsto</b>	Preparato per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi in microscopia ottica.												
<b>Specifiche</b>	Indice di rifrazione 1,38 Viscosità 170-210 mPas (20°C) pH 6,9												
<b>Applicazione</b>	<b>Istologia:</b> - quando si utilizzano coloranti liposolubili - quando la disidratazione comporta la perdita delle caratteristiche metacromatiche del colorante. <b>Istoenzimatica:</b> - principalmente nei metodi Succinico deidrogenasi, Fosfofruttochinasi, Adenilato deaminasi, Fosfatasi acida, Fosfatasi alcalina. <b>Immunoistochimica:</b> - quando si utilizza un cromogeno liposolubile (es. aminoetilcarbazolo).												
<b>Metodo</b>	1) Dopo la colorazione e il lavaggio, lasciare asciugare all'aria la sezione 2) Porre 2 - 3 gocce di Mount Quick acquoso sulla sezione 3) Coprire con il coprioggetto, premere leggermente e attendere che il liquido si distribuisca uniformemente sul vetrino, evitando la formazione di bolle 4) Lasciare asciugare per 10 minuti												
<b>Componenti</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Componenti</th><th>CAS</th><th>CE</th><th>Index</th></tr></thead><tbody><tr><td>Miscela di resine viniliche in soluzione acquosa</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Antibatterici e antifungini</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Componenti	CAS	CE	Index	Miscela di resine viniliche in soluzione acquosa	-	-	-	Antibatterici e antifungini	-	-	-
Componenti	CAS	CE	Index										
Miscela di resine viniliche in soluzione acquosa	-	-	-										
Antibatterici e antifungini	-	-	-										
<b>Caratteristiche funzionali</b>	Mount Quick acquoso permette un rapido e stabile montaggio del vetrino coprioggetto sul preparato lasciato in fase acquosa (quindi alla colorazione svolta in fase acquosa non seguono la disidratazione con alcool e la successiva chiarificazione con solvente) consentendone così la successiva lettura al microscopio ottico. L'impiego di tale mezzo di montaggio è utile quando la colorazione è condotta con un colorante solubile in etanolo e/o i solventi apolari.												
<b>Avvertenze e precauzioni</b>	Il prodotto è destinato all'utilizzo di personale tecnico specializzato. Leggere attentamente le informazioni relative alla classificazione delle sostanze pericolose riportate in etichetta. Consultare sempre la scheda di sicurezza dove sono reperibili le informazioni relative ai rischi presentati dalla miscela, alle misure precauzionali da adottare durante l'uso, alle misure di primo soccorso e di intervento in caso di rilascio accidentale. Non utilizzare in caso di contenitore primario danneggiato.												
<b>Conservazione</b>	Conservare il preparato al buio. Mantenere i contenitori ben chiusi.												
<b>Stabilità</b>	Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido fino alla data di scadenza indicata purché correttamente conservato. Validità del prodotto: 2 anni.												
<b>Smaltimento</b>	Rifiuto pericoloso; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente.												

Data di emissione: gennaio 2016