

Bouin



IVD In vitro orvosdiagnosztikai eszköz
EMDN : W01030705
BASIC UDI: 080341202W01030705AJ
IVD az **A osztályban**, Reg. EU 2017/746

Kód	Értékesítési	UDI-DI
05-M01008	500 ml	08033976234331
05-01008Q	4 x 2,5 l	08034120277129

Csomagolás

05-01008Q

Elsődleges tárolóedény: polietilén-tereftalát (PET) flakon. Hasznos térfogat 2,5 liter. Fedő fehér szín.

Tökéletesen záró HD polietilén dugó, tömítéssel.

A polietilén-tereftalát (PET) egy hőre lágyuló polimer a poliészterek családjából. A PET kitűnő akadályt képez az oxigénnel, a széndioxiddal és általában a gázokkal szemben. Nagymértékben ellenálló az ultraibolya sugárzásokkal szemben, valamint szinte teljesen immunis a vegyi anyagok legnagyobb részével szemben (oldószerek: xilol, limonol; parafinolajok, alkoholok, savak, bázisok stb.). Biológiailag közömbös. Jó védelmet nyújt a vízzel és a nedvességgel szemben. Magas fokú keménységet és mechanikus ellenállást nyújt.

Másodlagos tárolóedény: kartondoboz.

05-M01008

Elsődleges tárolóedény: nagy sűrűségű polietilén flakon (PEHD). Hasznos térfogat 500 ml. Fedő fehér szín. PEHD dugó tökéletesen záró tömítéssel.

Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címkék. Karcálló, víznek és alkoholnak ellenálló tinta.

Rendeltetés

Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez.

Jellemzők

pH 1,75
Sűrűség 1,028 (29 °C)

Alkalmazás

Fixáló szövettani rutinokhoz, különösen ajánlott a trikróm színezésekhez.

Nem ajánlott vérképző szervekhez, vérzéses szövetekhez és idegrendszerhez.

Fixálási technika

- 1) Minta/fixáló térfogatarány 1:50
- 2) Max. fragmentum vastagság : 1 cm
- 3) A rögzítés időtartama környezeti hőmérsékleten: 2 óra 5 mm-ig, nagyobb daraboknál 1 és 3 nap között.

Megj. a fixálás után nem javasolt vízben történő lemosás, hanem közvetlenül lépjen tovább az alkoholhoz a kiszáritáshoz.

Alkotóelemek	Alkotóelemek	CAS	CE	Index
	Pikrinsav	88-89-1	2018659	609-009-00-X
	Ecetsav	64-19-7	2005807	607-002-00-6
	Formaldehid 30% w/v	50-00-0	2000018	605-001-00-5
	Ioncserélt víz			

Figyelmeztetések és óvintézkedések A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült.
A termék osztályba sorolása szerint veszélyes.
Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges tárolóedény esetén.
Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása.

Tárolás A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A tárolóedényeket tartsa jól lezárva.

Stabilitás Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárati időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. A termék érvényességi ideje: 2 év.

Ártalmatlanítás Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint.

FELÜLV. SZ.	INDOKLAS	KÖZZETETEL NAPJA
001	Megfelel a 746 IVDR rendeletnek	16/05/2022