



Bouin

IVD Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet
EMDN : W01030705
BASIC UDI: 080341202W01030705AJ
IVD i **Klass A**, Förord. UE 2017/746

Katalognummer	Volym	UDI-DI
05-M01008	500 ml	08033976234331
05-01008Q	4 x 2,5 l	08034120277129

Förpackning	<p>05-01008Q Primär behållare: vit flaska i PET (polyethylene terephthalate). Användbar kapacitet 2,5 liter. HDPE-lock. Manipuleringsäkert lock. Polyetylentereftalat är en termoplastisk polymer i polyesterfamiljen. PET är en optimal barriär för syre, koldioxid och andra gaser. Detta material har en hög resistens mot ultraviolet strålning och en tröghet mot de huvudsakliga kemiska ämnena (lösningsmedel: xylen, limonen, flytande paraffiner, alkoholer, syror, baser, etc.). Det är biologiskt inert. Det är en god vatten- och fuktbarriär. Det uppvisar stor hårdhet och mekanisk resistens. Flaskan har ett optimalt grepp. Frånvaron av handtag minskar förvaringsutrymmet. Det droppsäkra locket medger en precis och ren användning. Sekundär behållare: kartonglåda.</p> <p>05-M01008 Primär behållare: vit flaska i HDPE (High Density Polyethylene). Användbar kapacitet 500 ml. HDPE-lock. Manipuleringsäkert lock.</p> <p>PVC-etikett med resistens mot slitage, vatten, alkohol och lösningsm. Repsäker bläckresistent mot vatten och alkohol.</p>
Avsedd användning	Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.
Specifikationer	pH 1,75 Densitet 1,028 (29 °C)
Applikation	Histologiska och cytologiska fixativ. Ger en briljant färgning vid cytoplasmisk färgning (rekommenderas för trikromfärgning). Produkten lämnar vävnader mjuka och bevarar glykogen väl. Rekommenderas ej för hemopoetiska organ, hemorragiska vävnader och nervsystem.
Fixeringsteknik	1) Volymförhållande prov/fixativ 1: 50 2) Provtjocklek 1 cm max.

3) Fixeringstid vid rumstemperatur: för prover upp till 5 mm: 5 timmar, för större prover: 1-3 dagar.

Anmärkning: tvätta inte i vatten efter fixering, utan passera direkt till alkohol för dehydrering.

Komponenter

Komponenter	CAS	CE	Index
Pikrinsyra	88-89-1	2018659	609-009-00-X
Ättiksyra	64-19-7	2005807	607-002-00-6
Formaldehyd 30 % w/v	50-00-0	2000018	605-001-00-5
Avjoniserat vatten			

Varning och försiktighet

Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad hälsovårdspersonal. Läs noga informationen på etiketten (färosymboler, risk- och säkerhetsfraser) och konsultera alltid säkerhetsdatabladet. Använd inte produkten om den primära behållaren är skadad.

I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och berörda myndigheter.

Förvaring

Förvara preparatet vid rumstemperatur. Håll behållare tätt förslutna.

Stabilitet

Efter första öppning kan produkten återanvändas fram till utgångsdatumet, vid korrekt förvaring. Produktvaliditet: 2 år.

Kassering

Farligt preparat: följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.

REVISIONSNUMMER	ORSAK	REVISIONSDATUM
001	Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022