



Carnoy

Solución fijadora

IVD Producto sanitario-diagnóstico in vitro
EMDN : W01030705
BASIC UDI: 080341202W01030705AJ
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746

Código	Corte/Unidad de venta	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

Packaging Contenedor primario: bidón PE, capacidad 5 litros. Tapón roscado PE con abrazadera sello. Estanco.

Etiqueta de PVC resistente al desgaste, al agua, al alcohol, a los solventes. Tinta antirraya resistente al agua y al alcohol.

Objetivo previsto Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía óptica.

Aplicación Fijador para citología e histología.
En citología se utiliza por su actividad hemolítica.
En histología es electivo para el glucógeno y cuando se desea utilizar tinciones específicas para la evidenciación de ARN (verde metil pironina).

Principio Fijador coagulante.
El fijador actúa sobre las proteínas causando la destrucción de la estructura terciaria y haciéndolas insolubles.

Técnica de fijación 1) Relación volumétrica muestra/fijador 1:50
2) Duración de la fijación (fragmentos de hasta 5 mm): 2-3 horas a temperatura ambiente, 1 día a 4°C
Nota: después de la fijación, se sugiere no lavar en agua sino pasar directamente por alcohol para la deshidratación.

Componentes	CAS	CE	Index
Cloroformo	67-66-3	2006638	602-006-00-4
Etanol 95°	64-17-5	2005786	603-002-00-5
Ácido acético	64-19-7	2005807	607-002-00-6

Advertencias y precauciones El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte de operadores sanitarios.
El producto está clasificado como peligroso.
Leer atentamente la información que figura en la etiqueta (símbolos de peligro, frases de

riesgo y de seguridad) y consultar siempre la ficha de seguridad. No utilizar el producto si el contenedor primario está dañado.

En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica Milano spa y a las autoridades competentes.

Conservación Conservar el preparado a temperatura ambiente. Mantener los contenedores bien cerrados.

Estabilidad Después de la primera apertura, el reactivo debe considerarse válido y reutilizable hasta la fecha de caducidad indicada, siempre que sea conservado correctamente.
Validez del producto: 2 años.

Eliminación Desecho peligroso; entregar a empresas especializadas y autorizadas según las leyes vigentes.

REVISION N°	MOTIVO	FECHA DE PUBLICACION
001	Conformidad al Reglamento 746 IVDR	16/05/2022