

Carnoy



Fixáló oldat



In vitro orvosi diagnosztikai eszköz

EMDN : W01030705

BASIC UDI: 080341202W01030705AJ

IVD A osztályban, Reg. EU 2017/746

Kód	Értékesítési méret/egység	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

Csomagolás Elsődleges tárolóedény: PE-kanna, űrtartalma 5 liter. PE csavaros kupak tömítőgyűrűvel. Tömített.

Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címke. Karcálló, víznek és alkoholnak ellenálló tinta.

Rendeltetés Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez.

Alkalmazás Citológiai és szövettani fixáló.
A citológiában hemolitikus aktivitása miatt használják.
Szövettanban kiválasztó a glikogénre, és amikor egyedi színezéseket kíván használni az RNS kimutatására (metil-pironin zöld).

Elv Koaguláló fixáló.
A fixáló a fehérjékre hat, és a harmadlagos struktúrát roncsolja, ami oldhatatlanná teszi azokat.

Rögzítési technika 1) Minta/rögzítő térfogatarány 1:50
2) A fixálás időtartama (fragmentek 5 mm-ig): 2-3 óra környezeti hőmérsékleten, 1 nap 4 °C mellett.

Megj.. a fixálás után nem javasolt vízben történő lemosás, hanem közvetlenül lépjen tovább az alkoholhoz a kiszáritáshoz.

Alkotóelemek

Alkotóelemek	CAS	CE	Index
Kloroform	67-66-3	2006638	602-006-00-4
Etanol 95°	64-17-5	2005786	603-002-00-5
Ecetsav	64-19-7	2005807	607-002-00-6

Figyelmeztetések és óvintézkedések A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült.

A termék osztályba sorolása szerint veszélyes.

Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges tárolóedény esetén.

Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása.

Tárolás

A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A tárolóedényeket tartsa jól lezárva.

Stabilitás

Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárati időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. A termék érvényességi ideje: 2 év.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint.

FELÜLV. SZ.	INDOKLAS	KÖZZETETEL NAPJA
001	Megfelel a 746 IVDR rendeletnek	16/05/2022