

# Carnoy



## Fixační roztok

**IVD** Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro  
EMDN : W01030705  
**BASIC UDI: 080341202W01030705AJ**  
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746

Katalogové číslo	Velikost jednotky	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

**Balení** Primární nádoba: Lahev z PE, objem 5 litrů. Šroubovací uzávěr z PE s těsněním. Vodotěsná.

Štítek z PVC odolný proti opotřebení, vodě, alkoholům a rozpouštědlům. Inkoust odolný proti poškrábání, odolávající vodě a alkoholům.

**Zamýšlené použití** Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii.

**Použití** Fixační prostředek pro cytologii a histologii. Cytologie: užitečný k hemolýze krevních buněk. Histologie: volitelný pro barvení glykogenu a RNA (methyl zeleň pyronin).

**Princip** Koagulační fixační prostředek.  
Fixační prostředek likviduje terciární strukturu proteinů, které jsou díky tomu nerozpustné.

**Fixační technika** 1) Poměr objemu vzorku a fixačního prostředku 1 : 50  
2) Fixační doba pro tloušťku až 5 mm. 2–3 hodiny při pokojové teplotě, 1 den při teplotě 4 °C.  
Poznámka: Po fixaci nepromývejte ve vodě, ale vložte přímo do alkoholu k dehydrataci.

Složky	CAS	CE	Index
Chloroform	67-66-3	2006638	602-006-00-4
Ethanol 95°	64-17-5	2005786	603-002-00-5
Kyselina octová	64-19-7	2005807	607-002-00-6

**Varování a bezpečnostní opatření** Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro odborné zdravotnické pracovníky.  
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-věty a S-věty) a vždy se seznamte s informacemi v bezpečnostním listu. Nepoužívejte, pokud je poškozený primární obal.  
V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A a příslušné úřady.

<b>Skladování</b>	Připravený preparát uchovávejte při pokojové teplotě. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené.
<b>Stabilita</b>	Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až do data expirace za podmínky správného uchování. Trvanlivost produktu: 2 roky.
<b>Likvidace</b>	Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní předpisy týkající se likvidace odpadů.

Č. REVIZE	DŮVOD	DATUM REVIZE
001	Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR	16/05/2022