

Carnoy



Μονιμοποιητικό διάλυμα



Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro

EMDN : W01030705

BASIC UDI: 080341202W01030705AJ

IVD σε **Κατηγορία A**, Reg. UE 2017/746

Αριθμός καταλόγου	Μέγεθος μονάδας	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

Συσκευασία Πρωτεύων περιέκτης: Δοχείο PE, χωρητικότητα 5 λίτρα. Βιδωτό πώμα από PE με σφράγιση. Αδιάβροχο.

Ετικέτα PVC ανθεκτική σε φθορά, νερό, αλκοόλη και διαλύτες. Μελάνι ανθεκτικό στη χάραξη και στο νερό και την αλκοόλη.

Αναμενόμενος στόχος Προϊόν για την παρασκευή κυτταροϊστολογικών δειγμάτων για οπτική μικροσκοπία.

Εφαρμογή Μονιμοποιητικό για κυτταρολογία και ιστολογία. Κυτταρολογία: χρήσιμο για την αιμόλυση των κυττάρων του αίματος.
Ιστολογία: επιλέξιμο για το γλυκογόνο και για χρώση RNA (πράσινου του μεθυλίου πυρονίνη).

Αρχή Πηκτικό μονιμοποιητικό.
Το μονιμοποιητικό καταστρέφει την τριτοταγή δομή των πρωτεϊνών, καθιστώντας τες αδιάλυτες.

Τεχνική μονιμοποίησης 1) Αναλογία όγκου δείγματος/ μονιμοποιητικού 1: 50
2) Χρόνος μονιμοποίησης για δείγματα πάχους έως 5 mm: 2-3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου, 1 ώρα στους 4 °C
Σημείωση: μην πλένετε σε νερό μετά τη μονιμοποίηση, αλλά περάστε απευθείας σε αλκοόλη για αφυδάτωση.

Συστατικά μέρη	CAS	CE	Index
Χλωροφόρμιο	67-66-3	2006638	602-006-00-4
Αιθανόλη 95°	64-17-5	2005786	603-002-00-5
Οξικό οξύ	64-19-7	2005807	607-002-00-6

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση για επαγγελματίες υγείας. Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ετικέτα (σύμβολα κινδύνου, φράσεις

κινδύνου και ασφάλειας) και συμβουλευτείτε πάντα το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν ο πρωτεύων περιέκτης έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να ενημερώσετε αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A και τις αρμόδιες αρχές.

Αποθήκευση	Αποθηκεύστε το παρασκεύασμα σε θερμοκρασία δωματίου. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.
Σταθερότητα	Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι την μερομηνία λήξης, εάν έχει αποθηκευτεί σωστά. Εγκυρότητα προϊόντος: 2 έτη.
Απόρριψη	Επικίνδυνη παρασκευή: τηρήστε όλους τους κρατικούς και τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αρ.	ΑΙΤΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
001	Προσαρμογή κανονισμού UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022