

Carnoy



Fikseeriv lahus



In vitro diagnostiline meditsiiniseade

EMDN : W01030705

BASIC UDI: 080341202W01030705AJ

IVD klass A, määrus (EL) 2017/746

Katalooginumber	Üksuse suurus	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

Pakend Esmane mahuti: polüetüleenist paak, mahutavus 5 liitrit. Polüetüleenist kork koos tihendiga. Veekindel.

Kulumis-, vee-, alkoholi- ja lahustikindel PVC-st etikett. Kriimustuskindel tint, mis on vastupidav veele ja alkoholile.

Ettenähtud eesmärk Toode tsütoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.

Kasutamine Fikseeriv tsütoloogia ja histoloogia jaoks. Tsütoloogia: kasulik vererakkude hemolüüsi jaoks.
Histoloogia: valikuline glükogeeni ja RNA värvimise jaoks (metüülroheline-püroniin).

Põhimõte Koagulant-fiksaator.
Fiksaator hävitab valkude tertsiaarse struktuuri, muutes need lahustumatuks.

Fikseerimise tehnika 1) Proovi/fiksaatori mahusuhe 1 : 50
2) Fikseerimise aeg kuni 5 mm paksusega proovide puhul: 2–3 tundi toatemperatuuril, 1 päev 4 °C juures
Märkus: ärge peske pärast fikseerimist vees, vaid veetustage otse alkoholisis.

Koostisosad

Koostisosad	CAS	CE	Index
Kloroform	67-66-3	2006638	602-006-00-4
Etanool 95°	64-17-5	2005786	603-002-00-5
Äädikhape	64-19-7	2005807	607-002-00-6

Hoiatused ja ettevaatusabinõud Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks laboratoorseks kasutamiseks. Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, riski- ja ohutuslaused) ning tutvuge alati ohutuskaardiga. Ärge kasutage toodet, kui esmane mahuti on kahjustatud. Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitage sellest viivitamatult teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A ja asjakohaseid pädevaid asutusi.

Hoiustamine Hoida valmistist toatemperatuuril. Hoida mahuteid tihedalt suletuna.

Stabiilsus	Pärast esmast avamist on toode korrektse säilitamise korral kasutatav kuni kõlblikkusaja lõpuni. Kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõrvaldamine	Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki riiklikke ja kohalikke keskkonnaeeskirju.

MUUDATUSE NR	PÕHJUS	MUUDATUSE KUUPÄEV
001	Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine	16/05/2022