

Carnoy

Kiinnitysliuos



In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite

EMDN : W01030705

BASIC UDI: 080341202W01030705AJ

IVD, luokka A, asetus (EU) 2017/746

| Luettelonumero | Yksikkökoko | UDI-DI |
|----------------|-------------|----------------|
| 05-01013E | 2,5 l | 08034120277198 |

Pakkaus Primaaripakkaus: PE-säiliö, kapasiteetti 5 litraa. PE-kierrekorkki, jossa sinetti. Vesitiivis. Kulutuksen-, veden-, alkoholin- ja liuotteenkestävä PVC-etiketti. Naarmuuntumaton veden- ja alkoholinkestävä muste.

Käyttötarkoitus Tuote sytologisten näytteiden valmisteluun optista mikroskopiaa varten.

Sovellus Fiksatiivi sytologiaan ja histologiaan. Sytologia: hyödyllinen verisolujen hemolysoinnissa. Histologia: spesifinen glykokeenin ja RNA:n värjäys (metyyliivihreä-pyroniini).

Toimintaperiaate Koagulantti fiksatiivi. Fiksatiivi tuhoaa proteiinien tertiaarirakenteen, jolloin niistä tulee liukenemattomia.

Kiinnitysmenetelmä 1) Tilavuussuhde näyte/fiksatiivi 1: 50
2) Kiinnitysaika enintään 5 mm paksuille näytteille: 2–3 tuntia huoneenlämmössä, 1 päivä 4 °C:n lämpötilassa. Huomautus: älä pese vedellä kiinnityksen jälkeen, vaan siirrä suoraan alkoholiin veden poistoa varten.

| Ainesosat | CAS | CE | Index |
|--------------|---------|---------|--------------|
| Kloroformi | 67-66-3 | 2006638 | 602-006-00-4 |
| Etanoli 95 % | 64-17-5 | 2005786 | 603-002-00-5 |
| Etikkahappo | 64-19-7 | 2005807 | 607-002-00-6 |

Varoitukset ja varotoimet Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokäyttöön terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Lue huolellisesti pakkausmerkinnät (vaarasymbolit, riski- ja turvalausekkeet) ja tutustu aina käyttöturvallisuustiedotteeseen. Älä käytä tuotetta, jos primaaripakkaus on vaurioitunut. Jos tapahtuu vakava onnettomuus, suosittelemme ottamaan heti yhteyttä Bio-Optica Milano S.p.A:han ja toimivaltaisiin viranomaisiin.

Säilytys Säilytä valmiste huoneenlämmössä. Pidä astiat tiiviisti suljettuina.

- Stabiilitteetti** Avattua tuotetta voidaan käyttää viimeiseen käyttöpäivään saakka, jos sitä säilytetään oikein. Säilyvyysaika: 2 vuotta.
- Hävittäminen** Vaarallinen valmiste: noudata kaikkia jätteen hävittämistä koskevia kansallisia ja paikallisia ympäristösäännöksiä.

| VERSION NRO | SY | MUOKKAUKSEN PVM |
|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 001 | Asetuksen (EU) 2017/746 mukaisesti | 16/05/2022 |