



Carnoy

Otopina fiksativa



In vitro dijagnostičko-medicinski proizvod

EMDN : W01030705

BASIC UDI: 080341202W01030705AJ

IVD u klasi A, Ur. (EU) 2017/746

Kataloški broj	Veličina jedinice	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

Ambalaža Primarni spremnik: Kanister od polietilena (PE), zapremnine 5 litara. Navojni čep od PE s brtvom. Vodonepropusan.

PVC oznaka otporna na habanje, alkohol i otapala. Tinta otporna na ogrebotine, vodu i alkohol.

Predviđena namjena Proizvod za pripremu citohistoloških uzoraka za optičku mikroskopiju.

Primjena Fiksativ za citologiju i histologiju.
Citologija: korisno za hemolizu krvnih stanica.
Histologija: odabir za glikogen i za RNK bojilo (metil pironin zelenu).

Načelo Fiksativ za koagulate.
Fiksativ uništava tercijarnu strukturu bjelančevina, čineći ih netopljivima.

Tehnika fiksacije 1) Omjer volumena uzorka/fiksativa 1 : 50
2) Vrijeme fiksacije uzorka do 5 mm debljine: 2-3 sata na sobnoj temperaturi, 1 dan na 4 °
Napomena: ne prati vodom nakon fiksacije, nego premjestiti izravno u alkohol za dehidraciju.

Komponente	Komponente	CAS	CE	Index
	Kloroform	67-66-3	2006638	602-006-00-4
	Etanol 95 %	64-17-5	2005786	603-002-00-5
	Octena kiselina	64-19-7	2005807	607-002-00-6

Upozorenje i mjera opreza Proizvod je namijenjen zdravstvenim djelatnicima za profesionalnu laboratorijsku upotrebu.

Pažljivo pročitati informacije na naljepnici (simbole opasnosti, oznake upozorenja i obavijesti) i uvijek pogledati sigurnosno-tehnički list. Ne koristiti ga ako je primarni spremnik oštećen.

U slučaju ozbiljnog incidenta, preporučujemo da odmah informirate tvrtku Bio-Optica Milano S.p.A i nadležna tijela.

Čuvanje	Pripravak čuvati na sobnoj temperaturi. Spremnike držati dobro zatvorenima.
Stabilnost	Nakon prvog otvaranja, proizvod je moguće ponovno upotrijebiti do datuma isteka, ako je pravilno skladišten. Valjanost proizvoda: 2 godine.
Odlaganje	Opasan otpad: poslove njegovog zbrinjavanja povjeriti specijaliziranim i ovlaštenim tvrtkama, u skladu s važećim zakonskim propisima.

IZMJENA br.	RAZLOG	DATUM IZMJENE
001	Prilagodba uredbe (EU) 2017/746 - IVDR	05/09/2023