

# Carnoy'jaus

## Fiksavimo tirpalas



**IVD** In vitro diagnostikos medicinos priemonė  
EMDN : W01030705  
**BASIC UDI: 080341202W01030705AJ**  
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746

| Katalogo numeris | Vienetų dydis | UDI-DI         |
|------------------|---------------|----------------|
| 05-01013E        | 2,5 l         | 08034120277198 |

**Pakuotė** Pirminė talpyklė: PE talpyklė, talpa: 5 litrai. PE užsukamas dangtelis su sandarikliu. Nepraleidžia vandens.

Mechaniniam poveikiui, vandeniui, alkoholiui ir tirpikliams atspari PVC etiketė. Atsparus braižymui, vandeniui ir alkoholiui rašalas.

**Tikėtinas tikslas** Gaminys citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.

**Naudojimas** Fiksatyvas citologiniams ir histologiniams tyrimams. Citologija: naudinga kraujo ląstelėms hemolizuoti.  
Histologija: atrankus glikogenui ir tinka dažyti RNR (metilo žalis ir pironinas).

**Principas** Koaguliuojantis fiksatyvas.  
Fiksatyvas suardo tretinę baltymų struktūrą ir jie tampa netirpūs.

**Fiksavimo metodas** 1) Tyrinio ir fiksatyvo tūrio santykis – 1: 50  
2) Fiksavimo trukmę, kai storis mažesnis nei 5 mm: 2–3 val. kambario temperatūroje, 1 parą 4 °C temperatūroje  
Pastaba: atlikus fiksavimą nuplauti vandenyje, bet perkelti tiesiog į alkoholį dehidratavimui.

| Komponentai   | CAS     | CE      | Index        |
|---------------|---------|---------|--------------|
| Chloroformas  | 67-66-3 | 2006638 | 602-006-00-4 |
| Etanolis, 95° | 64-17-5 | 2005786 | 603-002-00-5 |
| Acto rūgštis  | 64-19-7 | 2005807 | 607-002-00-6 |

**Įspėjimai ir atsargumo priemonės** Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje laboratorijoje. Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista.  
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Laikymas</b>   | Preparatą laikykite kambario temperatūroje. Laikyti talpykles sandariai uždarytas.   |
| <b>Stabilumas</b> | Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima naudoti iki tinkamumo datos. Gaminio tinkamumo laikas: 2 metai. |
| <b>Šalinimas</b>  | Pavojingas preparatas: vadovaukitės visais valstybės ir regiono aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo.                  |

| REDAKCIJOS NR. | PRIEŽASTIS                                      | PERŽIŪROS DATA |
|----------------|---|----------------|
| 001            | Reglamento (EU) Nr. 2017/746 koregavimas – IVDR | 16/05/2022     |