



## Carnoy

### Fiksatīva šķīdums



In vitro diagnostikas medicīnas ierīce

EMDN : W01030705

**BASIC UDI: 080341202W01030705AJ**

IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746

Kataloga numurs	Elementa izmērs	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

**Iepakojums** Pirmējais iepakojums: PE tvertne, tilpums 5 litri. Skrūvējams PE vāciņš ar blīvi. Ūdensnecaurlaidīgs.

PVC etiķete ar noturību pret nodilumu, ūdeni, spirtu un šķīdinātājiem. Tinte ar noturību pret skrāpējumiem, aizsargā pret ūdeni un spirtu.

**Paredzētais mērķis** Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.

**Lietojums** Fiksatīvs citoloģijai un histoloģijai. Citoloģija: izmantojams asins šūnu hemolizēšanai. Histoloģija: efektīvs glikogēna un RNS krāsošanai (metilzaļais pironīns).

**Princips** Koagulantu fiksatīvs.  
Fiksatīvs iznīcina proteīnu terciāro struktūru, padarot tos nešķīstošus.

**Fiksēšanas metode** 1) Parauga/fiksatīva tilpumattiecība 1: 50  
2) Fiksēšanas laiks līdz 5 mm bieziem paraugiem: 2–3 stundas istabas temperatūrā, 1 diena 4°C temperatūrā  
Piezīme: pēc fiksēšanas nemazgāt ūdenī, bet tiešā veidā ievietot spirtā, lai dehidratētu.

#### Sastāvdaļas

Sastāvdaļas	CAS	CE	Index
Hloroforms	67-66-3	2006638	602-006-00-4
95° etanols	64-17-5	2005786	603-002-00-5
Etiķskābe	64-19-7	2005807	607-002-00-6

**Brīdinājums un norāde par piesardzību** Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, riska un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. Nelietot, ja ir bojāts pirmējais iepakojums. Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes.

---

<b>Glabāšana</b>	Glabājiet preparātu istabas temperatūrā. Glabāt tvertnes cieši noslēgtas.
<b>Stabilitāte</b>	Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā. Produkta derīgums: 2 gadi.
<b>Iznīcināšana</b>	Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr.	IEMESLS	PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
001	Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR	16/05/2022