



Carnoy

Fixatieoplossing

IVD Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek
EMDN : W01030705
BASIC UDI: 080341202W01030705AJ
IVD in klasse A, verord. (EU) 2017/746

Catalogusnummer	Maat per eenheid	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

Verpakking Primaire verpakking: PE-tank, inhoud 5 liter. Schroefdoop in PE met verzegeling. Waterdicht.

PVC-label dat bestand is tegen slijtage, water, alcohol en oplosmiddelen. Krasbestendige inkt, bestand tegen water en alcohol.

Beoogd doel Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie.

Toepassing Fixatief voor cytologie en histologie.
Cytologie: nuttig om bloedcellen te hemolysen.
Histologie: electief voor kleuring van glycogeen en RNA (methylgroen-pyronine).

Principe Coagulerend fixatief.
Het fixatief vernietigt de tertiaire structuur van de eiwitten, zodat ze onoplosbaar worden.

Fixatietechniek 1) Volumeverhouding monster/fixatief 1 : 50
2) Fixatietijd tot 5 mm dikte: 2-3 uur op kamertemperatuur, 1 dag bij 4 °C
Opmerking: niet spoelen in water na fixatie, maar rechtstreeks overbrengen in alcohol voor dehydratie.

Componenten	CAS	CE	Index
Chloroform	67-66-3	2006638	602-006-00-4
Ethanol 95°	64-17-5	2005786	603-002-00-5
Azijnzuur	64-19-7	2005807	607-002-00-6

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door beroepsmensen in de gezondheidszorg.
Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en veiligheidszinnen) zorgvuldig door en raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire verpakking beschadigd is.
Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Opslag	Het preparaat op kamertemperatuur bewaren. De houders goed gesloten houden.
Stabiliteit	Na de eerste opening kan het product opnieuw worden gebruikt tot de vervaldatum, mits het op de juiste manier wordt bewaard. Productgeldigheid: 2 jaar.
Verwijdering	Gevaarlijk afval: neem alle nationale en lokale milieuvoorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in acht.

REVISIE nr.	REDEN	REVISIEDATUM
001	Gewijzigde verordening (EU) 2017/746 - IVDR	16/05/2022