

## Carnoy



### Soluție fixativă



Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro

EMDN : W01030705

**BASIC UDI: 080341202W01030705AJ**

IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) din **Clasa A**, Reg. UE 2017/746

Număr de catalog	Dimensiune unitate	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

**Ambalaj** Ambalaj primar: recipient PE, capacitate 5 litri. Capac cu filet, din PE, sigilat. Etanș la apă.

Etichetă din PVC rezistentă la uzură, apă, alcool și solvenți. Cerneală anti-zgâriere, rezistentă la apă și la alcool.

**Utilizare prevăzută** Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.

**Aplicație** Fixativ pentru citologie și histologie. Citologie: util pentru hemoliza celulelor sanguine. Histologie: de elecție pentru glicogen și pentru colorația ARN (verde de metil pironină).

**Principiu** Fixativ coagulant.  
Fixativul distruge structura terțiară a proteinelor, făcând ca acestea să devină insolubile.

**Tehnica de fixare** 1) Raportul de volume probă/fixativ 1: 50  
2) Timp de fixare probe de până la 5 mm grosime: 2-3 ore la temperatura camerei, 1 zi la 4 °C. Notă: nu spălați în apă după fixare, deshidratați direct în alcool.

#### Componente

Componente	CAS	CE	Index
Cloroform	67-66-3	2006638	602-006-00-4
Etanol 95°	64-17-5	2005786	603-002-00-5
Acid acetic	64-19-7	2005807	607-002-00-6

**Avertizări și măsuri de precauție** Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul medical în laboratoare profesionale.

Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de pericol, frazele de risc și de securitate) și consultați întotdeauna fișa cu date de securitate. Nu utilizați dacă recipientul primar este deteriorat.

În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-Optica Milano S.p.A și autoritățile competente.

<b>Depozitare</b>	Depozitați preparatul la temperatura camerei. Păstrați recipientele închise ermetic.
<b>Stabilitate</b>	După prima deschidere, produsul este reutilizabil până la data de expirare, dacă este depozitat corect. Valabilitatea produsului: 2 ani.
<b>Eliminare</b>	Preparat periculos: respectați toate reglementările de stat și locale privind eliminarea deșeurilor.

REVIZUIRE nr.	MOTIV	DATA REVIZUIRII
001	Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022