



Carnoy

Fixeringslösning

IVD Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet
EMDN : W01030705
BASIC UDI: 080341202W01030705AJ
IVD i **Klass A**, Förord. UE 2017/746

Katalognummer	Volym	UDI-DI
05-01013E	2,5 l	08034120277198

Förpackning Primär behållare: PE-tank, kapacitet 5 liter. Skruvlock i PE med tätning. Vattentät.

PVC-etikett med resistens mot slitage, vatten, alkohol och lösningsm. Repsäker bläckresistent mot vatten och alkohol.

Avsedd användning Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.

Applikation Fixativ för cytologi och histologi. Cytologi: användbart för att hemolysa blodceller. Histologi: elektivt för glykogen- och RNA-färgning (metylgrön pyronin).

Princip Koagulerande fixativ.
Fixativet förstör den tertiära strukturen hos proteinerna och gör dem olösliga.

Fixeringsteknik 1) Volymförhållande prov/fixativ 1: 50
2) Fixeringstid upp till 5 mm tjocklek: 2-3 timmar vid rumstemperatur, 1 dag vid 4 °C.
Anmärkning: tvätta inte i vatten efter fixering, utan passera direkt till alkohol för dehydrering.

Komponenter	Komponenter	CAS	CE	Index
	Kloroform	67-66-3	2006638	602-006-00-4
	Etanol 95°	64-17-5	2005786	603-002-00-5
	Ättiksyra	64-19-7	2005807	607-002-00-6

Varning och försiktighet Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad hälsovårdspersonal. Läs noga informationen på etiketten (färosymboler, risk- och säkerhetsfraser) och konsultera alltid säkerhetsdatabladet. Använd inte produkten om den primära behållaren är skadad.

I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och berörda myndigheter.

Förvaring Förvara preparatet vid rumstemperatur. Håll behållare tätt förslutna.

Stabilitet	Efter första öppning kan produkten återanvändas fram till utgångsdatumet, vid korrekt förvaring. Produktvaliditet: 2 år.
Kassering	Farligt preparat: följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.

REVISIONSNUMMER	ORSAK	REVISIONSDATUM
001	Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022