

Hollandie



In vitro orvosdiagnosztikai eszköz

EMDN : W01030705

BASIC UDI: 080341202W01030705AJ

IVD A osztályban, Reg. EU 2017/746

Kód	Értékesítési méret/egység	UDI-DI
05-01030E	2,5 l	08034120277204

Csomagolás

Elsődleges tárolóedény: polietilén-tereftalát (PET) flakon. Hasznos térfogat 2,5 liter. Fedő fehér szín. Tökéletesen záró HD polietilén dugó, tömítéssel.

A polietilén-tereftalát (PET) egy hőre lágyuló polimer a poliészterek családjából. A PET kitűnő akadályt képez az oxigénnel, a széndioxiddal és általában a gázokkal szemben. Nagymértékben ellenálló az ultrabolya sugárzásokkal szemben, valamint szinte teljesen immunis a vegyi anyagok legnagyobb részével szemben (oldószerek: xilol, limonol; parafinolajok, alkoholok, savak, bázisok stb.). Biológiailag közömbös. Jó védelmet nyújt a vízzel és a nedvességgel szemben. Magas fokú keménységet és mechanikus ellenállást nyújt.

A tartóedény úgy van megformázva, hogy jól kézbe fogható legyen. A fogantyúk hiánya kompakttá és könnyen tárolhatóvá teszi. A cseppmentes dugó, túl azon, hogy tökéletesen zár, pontos és tiszta adagolást tesz lehetővé.

Másodlagos tárolóedény: kartondoboz.

Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címkék. Karcálló, víznek és alkoholnak ellenálló tinta.

Rendeltetés

Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez.

Jellemzők

pH 3,78
Sűrűség 1,036 (25 °C)

Alkalmazás

Citológiai és szövettani fixáló, különösen ajánlott a trikróm színezésekhez.
Nem ajánlott vércépző szervekhez, vérzéses szövetekhez és idegrendszerhez.

Módszer

- 1) Minta/fixáló térfogatarány 1 : 50
- 2) Max. fragmentum vastagság 1 cm
- 3) A rögzítés időtartama környezeti hőmérsékleten: 2 óra 5 mm vastagságig; nagyobb daraboknál 1 és 3 nap között

Alkotóelemek

Alkotóelemek	CAS	CE	Index
Pikrinsav	88-89-1	2018659	609-009-00-X
Réz-acetát	142-71-2	2055533	-
Ecetsav	64-19-7	2005807	607-002-00-6
Formaldehid 4 % w/v	50-00-0	2000018	605-001-00-5
Ioncserélt víz			

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült.

A termék osztályba sorolása szerint veszélyes.

Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges tárolóedény esetén.

Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása.

Tárolás

A készítményt környezeti hőmérsékleten tárolja. A tárolóedényeket tartsa jól lezárva.

Stabilitás

Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárati időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. A termék érvényességi ideje: 2 év.

Ártalmatlanítás

Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint.

FELÜLV. SZ.	INDOKLAS	KÖZZETETEL NAPJA
001	Megfelel a 746 IVDR rendeletnek	16/05/2022