

B-Alcohol 70 pro B-PRO450



Alkoholová směs ethanolu a isopropanolu stupně 70°

IVD Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
EMDN : W01030799
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746

Katalogové číslo	Velikost jednotky	BASIC UDI	UDI-DI
450004	5 l (pro procesor B-PRO 450) – bílý uzávěr	080341202W01030799BM	08034120278539

Balení Primární nádoba: Lahev z PE, objem 5 litrů. Šroubovací uzávěr z PE s těsněním. Vodotěsná.
Štítek z PVC odolný proti opotřebení, vodě, alkoholům a rozpouštědlům. Inkoust odolný proti poškrábání, odolávající vodě a alkoholům.

Zamýšlené použití Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii.

Použití Směs alkoholů pro použití v histologických a cytologických postupech.

Princip Dehydratační proces
Dehydratačním procesem se z tkáně odstraňuje volná voda.
Proces se obvykle provádí pomocí alkoholů s krátkým řetězcem – obvykle ethanolem – s vysoce polárními funkčními skupinami, které silně a rychle interagují s volnou vodou, čímž ji odstraňují z tkáně.
Pokud proces probíhá příliš rychle, jak tomu je za přítomnosti ethanolu, může dojít k určeným deformacím, což vede k nepříznivým charakteristikám tkáně, jako je tvrdost, drobnost a „smršťování“. Záměnou ethanolu (lineární řetězec s 2 atomy uhlíku) za isopropanol (rozvětvený řetězec se 3 atomy uhlíku) se dosahuje vyvážené rychlosti extrakce vody bez negativních dopadů.

Složky	CAS	CE	Index
Ethanol	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5
Isopropanol	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0
Deionizovaná voda			

Funkční vlastnosti B-Alcohol 70 obsahuje isopropanol, přičemž se zachovává dehydratační výkon ethanolu, je méně agresivní, omezuje jevy tvrdnutí a smršťování. Vyšší lipofilie směsi je výhodná pro následné fáze pročišťování a infiltrace. To pomáhá získat vzorek, který je dobře infiltrovaný a pružný při řezání.

Varování a bezpečnostní opatření Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro odborné zdravotnické pracovníky.
Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-věty a S-věty) a vždy se

seznamte s informacemi v bezpečnostním listu. Nepoužívejte, pokud je poškozený primární obal.

V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A a příslušné úřady.

Skladování

Preparát uchovávejte při teplotě nižší než 30 °C. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené.

Stabilita

Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až do data expirace za podmínky správného uchování. Trvanlivost produktu: 5 roky.

Likvidace

Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní předpisy týkající se likvidace odpadů.

Č. REVIZE	DŮVOD	DATUM REVIZE
001	První vydání	16/05/2022