



## BIO FIX



CODE	VERPACKUNG
05-X200	4 Flaschen zu 200 ml



Medizinprodukt - In-vitro-Diagnostikum  
 EMDN: W01030705  
 IVD in **Klasse A**, Reg. EU 2017/746  
 Basic UDI: 080339762W01030705X2  
 UDI-DI: 08033976235079



Hersteller: Bio-Optica Milano S.p.A.

Fixierspray für Vaginalzytologie.

### FIXIERTECHNIK

- 1) Gleichmäßig auf den Ausstrich sprühen (3-4 Sprühstöße). Etwa 7 Minuten warten, bis sich der Schutzfilm gebildet hat.
- 2) Die Bildung eines widerstandsfähigen und löslichen Films ermöglicht die beste Konservierung des Zellmaterials bis zur Färbung.
- 3) Der fixierte Ausstrich kann direkt gefärbt werden, es ist jedoch vorzuziehen, den wachsartigen Film durch Einweichen in destilliertem Wasser zu entfernen (1 - 2 min.).

### Technische Details

Spezifikationen	Verwendungszweck	Präparat zur Vorbereitung histologischer Proben für die optische Mikroskopie. Fixierspray für Vaginalzytologie.		
	Gesamtalkoholgehalt	89		
Verpackung	Primärverpackung	PVC-Flasche, Nutzkapazität 200 ml, deckend weiß, mit wasser, alkohol- und lösungsmittelfester Tinte bedruckt. Vernebler mit Schutzkappe.		
	Etikett	Etikett aus PVC, beständig gegen Verschleiß und Wasser, Alkohol und Lösungsmittel. Kratzfeste Drucktinte, wasser- und alkoholbeständig.		
	Sekundärverpackung	Pappkarton		
Komponenten	Ethanol	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Isopropanol	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Polyethylenglykol	-	-	-
	Deionisiertes Wasser	-	-	-
Lagerung	Temperatur	Präparat bei 15-25 °C lagern. Behälter dicht geschlossen halten.		
	Haltbarkeit	Nach dem ersten Öffnen ist das Reagens bei ordnungsgemäßer Lagerung bis zum angegebenen Verfallsdatum haltbar und wiederverwendbar.		
	Haltbarkeit	5 Jahre		
Warnhinweise	Produktklassifizierung	Das Produkt ist für den professionellen Einsatz im Labor durch Fachpersonal bestimmt. Das Produkt ist als gefährlich eingestuft. Lesen Sie aufmerksam die Informationen auf dem Etikett (Gefahrensymbole, Risiko- und Sicherheitssätze). Beachten Sie stets das Sicherheitsdatenblatt. Nicht verwenden, wenn der Primärbehälter beschädigt ist. Es wird empfohlen, im Falle eines schweren Unfalls sofort Bio-Optica Milano spa und die zuständigen Behörden zu informieren.		
	Entsorgungshinweise	Gefährlicher Abfall; durch ein spezialisiertes und zugelassenes Unternehmen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.		

REVISION NR.	GRUND	VERÖFFENTLICHUNGSDATUM
001	Konformität mit der Verordnung 746 IVDR	16.05.2022