



BIO FIX



CÓDIGO	EMBALAJE
05-X200	4 frascos de 200 ml



Producto sanitario-diagnóstico in vitro
EMDN: W01030705
IVD en **Clase A**, Reg. UE 2017/746
Basic UDI: 080339762W01030705X2
UDI-DI: 08033976235079



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.

Fijador spray para citología vaginal.

TÉCNICA DE FIJACIÓN

- 1) Nebulizar uniformemente sobre el frotis (3-4 suministros). Esperar aprox. 7 minutos para la formación del film protector.
- 2) La formación de un film resistente y soluble permite preservar en la mayor medida posible el material celular hasta la tinción.
- 3) El frotis fijado se puede colorear directamente. Sin embargo, es preferible quitar el film ceroso mediante un paso por agua destilada (1 - 2 min.).

Datos técnicos

Especificaciones	Objetivo previsto	Preparado para elaboración de muestras histológicas a examinar en microscopía óptica. Fijador spray para citología vaginal.		
Embalaje	Embalaje primario	Frasco de PVC, capacidad útil 200 ml, blanco cubriente con serigrafía resistente al agua, al alcohol y a los solventes. Nebulizador con tapa de protección.		
	Etiqueta	Etiqueta de PVC resistente al desgaste, al agua, al alcohol y a los solventes. Tinta antirraya resistente al agua y al alcohol.		
	Embalaje secundario	Caja de cartón		
Componentes	Etanol	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Isopropanol	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Polietilenglicol	-	-	-
	Agua desionizada	-	-	-
Conservación	Temperatura	Conservar el preparado a 15-25°C. Mantener los recipientes bien cerrados.		
	Estabilidad	Después de la primera apertura, el reactivo debe considerarse válido y reutilizable hasta la fecha de caducidad indicada, siempre que sea conservado correctamente.		
	Validez	5 años		
Advertencias	Clasificación del producto	<p>El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte de operadores sanitarios.</p> <p>El producto está clasificado como peligroso.</p> <p>Leer atentamente la información que figura en la etiqueta (símbolos de peligro, frases de riesgo y de seguridad) y consultar siempre la ficha de seguridad. No utilizar el producto si el contenedor primario está dañado.</p> <p>En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica Milano spa y a las autoridades competentes.</p>		
	Eliminación	Desecho peligroso; entregar a empresas especializadas y autorizadas según las leyes vigentes.		

REVISIÓN N°	MOTIVO	FECHA DE PUBLICACIÓN
001	Conformidad al Reglamento 746 IVDR	16/05/2022