



# BIO FIX



CODE	CONDITIONNEMENT
05-X200	4 flacons de 200 ml



Dispositif médical de diagnostic in vitro  
 EMDN: W01030705  
 IVD Classe A, Règ. UE 2017/746  
 Basic UDI: 080339762W01030705X2  
 UDI-DI: 08033976235079



Fabricant: Bio-Optica Milano S.p.A.

Fixateur spray pour cytologie vaginale.

### TECHNIQUE DE FIXATION

- 1) Pulvériser uniformément sur le frottis (3-4 pulvérisations). Attendre environ 7 minutes pour que le film protecteur se forme.
- 2) La formation d'un film résistant et soluble permet la meilleure conservation possible du matériel cellulaire jusqu'à la coloration.
- 3) Le frottis fixé peut-être directement coloré, mais il est préférable d'éliminer le film cireux en le passant dans de l'eau distillée (1 - 2 min).

### Détails techniques

Caractéristiques	But prévu	Produit pour la préparation d'échantillons histologiques à examiner en microscopie optique. Fixateur spray pour cytologie vaginale.		
	Degré total d'alcool	89		
Conditionnement	Conditionnement primaire	Flacon PVC capacité utile 200 ml blanc couvrant avec sérigraphie résistante à l'eau, à l'alcool et aux solvants. Pulvérisateur avec couvercle de protection.		
	Étiquette	Étiquette en PVC résistante à l'usure et à l'eau, à l'alcool et aux solvants. Encre anti-rayures résistante à l'eau et à l'alcool.		
	Conditionnement secondaire	Boîte en carton		
Composants	Éthanol	CAS : 64-17-5	CE : 200-578-5	Index : 002-00-5
	Isopropanol	CAS : 67-63-0	CE : 200-661-7	Index : 603-117-00-0
	Polyéthylène glycol	-	-	-
	Eau déionisée	-	-	-
Conservation	Température	Conserver la préparation à 15-25 °C. Maintenir les flacons bien fermés.		
	Stabilité	Une fois ouvert, le réactif est valable et réutilisable jusqu'à la date de péremption indiquée, pourvu qu'il ait été conservé correctement.		
	Validité	5 ans		
Avertissements	Classification du produit	Le produit est destiné à être utilisé en laboratoire par des professionnels de la santé. Le produit est classé comme dangereux. Lire attentivement les informations figurant sur l'étiquette (symboles de danger, phrases de risque et de sécurité) et toujours consulter la fiche de sécurité. Ne pas utiliser si le conditionnement primaire a été endommagé. En cas d'accident grave, il est recommandé d'informer immédiatement Bio-Optica Milano spa et les autorités compétentes.		
	Élimination	Déchet dangereux ; confier à des entreprises spécialisées et agréées, selon les lois en vigueur.		

REVISION N°	MOTIVATION	DATE DE PUBLICATION
001	Conformité au règlement 746 IVDR	16/05/2022