



## BIO FIX



KÓD	KISZERELÉS
05-X200	4 db 200 ml-es palack



In vitro orvosi diagnosztikai eszköz  
EMDN: W01030705  
IVD az **A osztályban**, Reg EU 2017/746  
Basic UDI: 080339762W01030705X2  
UDI-DI: 08033976235079



Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A.

Fixáló spray nőgyógyászati citológiához.

## TERMÉKADATOK

Rögzítési technika:

- 1) Permetezzen egyenletesen a kenetre (3-4 permetszórás). Várjon kb. 7 percet a védőfilm kialakulásához. 2)
- Egy ellenálló és oldódó film kialakulása lehetővé teszi a sejti anyag legjobb megóvását a színezésig.
- 3) A fixált kenet közvetlenül színezhető, ugyanakkor ajánlatos eltávolítani a viaszos filmet desztillált víz ráhordásával (1 – 2 perc).

## Műszaki jellemzők

Részletezés	Rendeltetés	Készítmény szövettani minták optikai mikroszkópos vizsgálathoz történő előkészítéséhez. Fixáló spray nőgyógyászati citológiához.		
	Összes alkoholtartalom	89 (> 70 a Siapec COVID19-világjárványhoz kapcsolódó biológiai kockázatok kezelésére vonatkozó iránymutatása szerint)* <sub>1</sub>		
Csomagolás	Elsődleges csomagolás	200 ml hasznos térfogatú fedő fehér PVC flakon víz-, alkohol- és oldószerálló szitanyomással. Védőfedeles permetező.		
	Címke	Kopásnak és víznek, alkoholnak és oldószereknek ellenálló PVC címke. Karcolásálló, víznek és alkoholnak ellenálló tinta.		
	Másodlagos csomagolás	Kartondoboz		
Alkotóelemek	Etanol	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Izopropanol	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Polietilén-glikol	-	-	-
	Ioncserélt víz	-	-	-
Tárolás	Hőmérséklet	Tárolja a preparátumot 15-25 °C-on. Tartsa jól lezárva a tárolóedényeket.		
	Stabilitás	Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárati időpontjáig jónak és újra használhatónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják.		
	Érvényességi idő	5 év		
Figyelmeztetések	Termékbesorolás	A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült. A termék osztályba sorolása szerint veszélyes. Figyelmesen olvassa el a címkén található információkat (veszélyszimbólumok, kockázati és biztonsági mondatok), és mindig olvassa el a biztonsági adatlapot. Ne használja sérült elsődleges tárolóedény esetén. Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano spa és az illetékes hatóságok haladéktalan tájékoztatása.		
	Ártalmatlanítás	Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint.		

1. "A COVID19-világjárványhoz kapcsolódó biológiai kockázat kezelése a szövet- és citológiai minták kezelése során, különösen friss vagy rosszul rögzített minták esetében." 24-03-2020

FELÜLVIZSGÁLATI SZ.	INDOKLÁS	FELÜLVIZSGÁLATI IDŐPONT
001	Megfelel az EU UE 2017/746 - IVDR jogszabálynak	2022.05.16.