



BIO FIX



CÓDIGO	EMBALAGEM
05-X200	4 frascos de 200 ml



Dispositivo médico-diagnóstico in vitro
EMDN: W01030705
IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746
Basic UDI: 080339762W01030705X2
UDI-DI: 08033976235079



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.

Fixador em spray para citologia vaginal.

TÉCNICA DE FIXAÇÃO

- 1) Nebulize uniformemente sobre a tira (3-4 esguichos). Aguarde cerca de 7 minutos para a formação do filme de proteção.
- 2) A formação de um filme resistente e solúvel permite preservar ao máximo o material celular até à coloração.
- 3) A tira fixada pode ser diretamente colorida; é porém preferível remover o filme ceroso mediante a passagem por água destilada (1 - 2 min.).

Detalhes técnicos

Especificações	Fim previsto	Preparado para o processamento de amostras histológicas a examinar em microscopia ótica. Fixador em spray para citologia vaginal.		
Embalagem	Embalagem primária	Frasco em PVC com capacidade útil de 200 ml branco opaco com serigrafia resistente à água, álcool e solventes. Nebulizador com tampa de proteção.		
	Rótulo	Rótulo em PVC resistente ao desgaste e à água, álcool e solventes. Tinta anti-riscos resistente à água e ao álcool.		
	Embalagem secundária	Caixa em cartão		
Componentes	Etanol	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Isopropanol	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Polietilenoglicol	-	-	-
	Água desionizada	-	-	-
Conservação	Temperatura	Conserve o preparado a 15-25°C. Mantenha as embalagens devidamente fechadas.		
	Estabilidade	Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se válido e reutilizável até à data de validade indicada, desde que seja corretamente conservado.		
	Validade	5 anos		
Advertências	Classificação do produto	O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para profissionais de saúde. O produto é classificado como perigoso. Leia atentamente as informações contidas na etiqueta (símbolos de perigo, frases de risco e de segurança) e consulte sempre a ficha de segurança. Não utilize caso a embalagem primária esteja danificada. É recomendável, em caso de incidente grave, de informar imediatamente a Bio-Optica Milano spa e as autoridades competentes.		
	Eliminação	Resíduo perigoso; entregue-o a empresas especializadas e autorizadas, segundo a legislação vigente.		

REVISÃO Nº	MOTIVAÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO
001	Conformidade com o Regulamento 746 IVDR	16/05/2022