



BIO FIX



КАТАЛОЖЕН НОМЕР	РАЗМЕР НА ИЗДЕЛИЕТО
05-X200	4 x 200 ml



IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие
 EMDN: W01030705
 IVD от Клас А, Регламент (ЕС) 2017/746



Производител: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W01030705X2
 UDI-DI: 08033976235079

Спрей фиксатор за вагинална цитология.

ТЕХНИКА НА ФИКСИРАНЕ

- 1) Напръскайте равномерно върху намазката (3-4 пъти). Изчакайте 7 минути, докато се образува предпазен филм.
- 2) Образуваният устойчив и разтворим филм запазва най-добре клетъчния материал до момента на оцветяването.
- 3) Фиксираната намазка може да се оцветява директно. Въпреки това е препоръчително да отстраните восьъчния филм в дестилирана вода (1 – 2 минути).

Технически данни

Технически спецификации	Предназначение	Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп. Спрей фиксатор за вагинална цитология.		
	Общо алкохолно съдържание	89		
Опаковка	Оригинална фабрична опаковка	Оригинален фабричен контейнер: бяла бутилка от PVC със спрей помпа и предпазна капачка. Използваем обем 200 ml. Етикет, устойчив на вода, спирт и разтворители.		
	Етикет	PVC етикет, устойчив на износване, вода, спирт и разтворители. Мастило, устойчиво на изтриване, вода и спирт.		
	Външна опаковка	картонена кутия		
Компоненти	Етанол	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Индекс: 603-002-00-5
	Изопропанол	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Индекс: 603-117-00-0
	Водоразтворими полимери	-	-	-
	Дейониизирана вода	-	-	-
Съхранение	температура	Съхранявайте препарата при стайна температура. Съхранявайте контейнерите плътно затворени.		
	Стабилност	След първото отваряне продуктът може да се използва отново до изтичане на срока на годност, ако е правилно съхраняван.		
	Годност на продукта	5 години		
Предупреждения	Класификация на продуктите	Продуктът е предназначен за професионална лабораторна употреба от медицински специалисти. Прочетете внимателно информацията върху етикета (символите за опасност и текстовете за рисковете и безопасността) и винаги правете справка с информационния лист за безопасност. Не използвайте, ако оригиналната фабрична опаковка е повредена. В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да информирате Bio-Optica Milano S.p.A и компетентните власти.		
	Изхвърляне	Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни екологични разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци..		

РЕДАКЦИЯ №	ОСНОВАНИЕ	ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА
001	Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро диагностика (IVDR)	16/05/2022