



BIO FIX



KATALOGOVÉ ČÍSLO	VELIKOST JEDNOTKY
05-X200	4 x 200 ml



Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
EMDN: W01030705
IVD, **třída A**, nařízení (EU) 2017/746

Basic UDI: 080339762W01030705X2
UDI-DI: 08033976235079



Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A.

Fixační prostředek ve spreji pro vaginální cytologii.

FIXAČNÍ TECHNIKA

- 1) Nastříkejte rovnoměrně na stěr (3–4krát). Počkejte 7 minut, dokud se nevytvoří ochranná vrstva.
- 2) Vytvoření odolné a rozpustné vrstvy umožňuje zachovat buněčný materiál až do barvení.
- 3) Fixovaný stěr je možné barvit přímo. Doporučuje se však nicméně odstranění voskové vrstvy v destilované vodě (1–2 minuty).

Technické údaje

Specifikace	Zamýšlené použití	Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii. Fixační prostředek ve spreji pro vaginální cytologii.		
	Celkový obsah alkoholu	89%		
Balení	Primární nádoba	Bílá PVC lahev s rozprašovačem a ochranným víčkem. Využitelný objem: 200 ml. Potisk odolný vůči vodě, alkoholu a rozpouštědlům.		
	Štítek	Štítek z PVC odolný proti opotřebení, vodě, alkoholům a rozpouštědlům. Inkoust odolný proti poškrábání, odolávající vodě a alkoholům.		
	Sekundární nádoba	Kartonová krabice		
Složky	Ethanol 55%	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Isopropanol 30%	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Polymery rozpustné ve vodě 5 %	-	-	-
	Deionizovaná voda	-	-	-
Skladování	Skladování	Připravený preparát uchovávejte při pokojové teplotě. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené.		
	Stabilita	Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až do data expirace za podmínky správného uchování.		
	Trvanlivost produktu	5 let		
Varování	Klasifikace produktu	Výrobek je určen pro profesionální laboratorní použití zdravotníky. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný. Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, rizikové a bezpečnostní věty) a vždy si prostudujte bezpečnostní list. Nepoužívejte v případě poškození primární nádoby. V případě vážné nehody se doporučuje neprodleně informovat Bio-Optica Milano spa a příslušné úřady.		
	Likvidace	Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní předpisy týkající se likvidace odpadů.		

Č. REVIZE	DŮVOD	DATUM REVIZE
001	Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR	16/05/2022