



BIO FIX



KATALOGINUMBER	ÜKSUSE SUURUS
05-X200	4 x 200 ml



In vitro diagnostiline meditsiiniseade
 EMDN: W01030705
 IVD klass A, määrus (EL) 2017/746
 Basic UDI: 080339762W01030705X2
 UDI-DI: 08033976235079



Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A.

Pihustatav fiksaator vaginaalsütoloogia jaoks.

FIKSEERIMISE TEHNIKA

- 1) Pihustage ühtlaselt äigepreparaadile (3–4 korda). Oodake 7 minutit, kuni moodustub kaitsekile.
- 2) Vastupidava ja lahustuva kile moodustumine võimaldab kuni värvimiseni rakumaterjali kõige paremini säilitada.
- 3) Fikseeritud äigepreparaati saab kohe värvida. Sellest hoolimata on soovitatav eemaldada vahajas kile destilleeritud vees (1–2 minutit).

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed	Ettenähtud eesmärk	Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks. Pihustatav fiksaator vaginaalsütoloogia jaoks.		
	Üldine alkoholisisaldus	89		
Pakend	Primaarne mahuti	Primaarne mahuti: valge PVC-st pudel pihusti ja kaitsekorgiga. Kasulik maht 200 ml. Vee-, alkoholi- ja lahustikindel serigraafia.		
	Märgistus	Kulumis-, vee-, alkoholi- ja lahustikindel PVC-st etikett. Kriimustuskindel tint, mis on vastupidav veele ja alkoholile.		
	Sekundaarne mahuti	Pappkarp		
Koostisosad	Etanool	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Isopropanool	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Vees lahustuvad polümeerid	-	-	-
	Deioniseeritud vesi	-	-	-
Hoiustamine	Temperatuur	Hoida valmistist toatemperatuuril. Hoida mahuteid tihedalt suletuna.		
	Stabiilsus	Pärast esmast avamist on toode korrekse säilitamise korral kasutatav kuni kõlblikkusaja lõpuni.		
	Toote kõlblikusaeg	5 aastat		
Hoiatused	Toote klassifikatsioon	Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks laboratoorseks kasutamiseks. Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, riski- ja ohutuslaused) ning tutvuge alati ohutuskaardiga. Ärge kasutage toodet, kui primaarne mahuti on kahjustatud. Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A ja asjakohaseid pädevaid asutusi.		
	Kõrvaldamine	Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki riiklikke ja kohalikke keskkonnanäeskirju.		

MUUDATUSE NR	PÕHJUS	MUUDATUSE KUUPÄEV
001	Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine	16/05/2022