



## BIO FIX



KATALOŠKI BROJ	VELIČINA JEDINICE
05-X200	4 x 200 ml



In-vitro dijagnostičko-medicinski proizvod  
EMDN: W01030705  
IVD u klasi A, Ur. (EU) 2017/746

Basic UDI: 080339762W01030705X2  
UDI-DI: 08033976235079



Proizvođač: Bio-Optica Milano S.p.A.

Fiksativ u obliku spreja za vaginalnu citologiju.

### TEHNIKA FIKSACIJE

- 1) Ravnomjerno posprejati bris (3-4 puta). Čekati 7 minuta, sve dok se ne stvori zaštitni film.
- 2) Stvaranje otpornog i topljivog filma omogućava da se stanični materijal sačuva na najbolji način prije bojenja.
- 3) Fiksirani bris može se izravno bojiti. Bez obzira na to, preporučuje se uklanjanje voštanog filma u destiliranoj vodi (1-2 minute).

### Tehnički podaci

Tehnički podaci	Predviđena namjena	Proizvod za pripremu citohistoloških uzoraka za optičku mikroskopiju. Fiksativ u obliku spreja za vaginalnu citologiju.		
	Ukupni sadržaj alkohola	89		
Ambalaža	Primarni spremnik	Primarni spremnik: bijela boca od PVC-a sa sprejom i zaštitnom kapicom. Iskoristiva zapremnina 200 ml. Serigrafija otporna na vodu, alkohol i otapala.		
	Etiketa	PVC oznaka otporna na habanje, alkohol i otapala. Tinta otporna na ogrebotine, vodu i alkohol.		
	Sekundarni spremnik	Kartonska kutija		
Komponente	Etanol	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Izopropanol	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Polimeri topljivi u vodi	-	-	-
	Deionizirana voda	-	-	-
Čuvanje	Temperaturi	Pripravak čuvati na sobnoj temperaturi. Spremnike držati dobro zatvorenima.		
	Stabilnost	Nakon prvog otvaranja, proizvod je moguće ponovno upotrijebiti do datuma isteka, ako je pravilno skladišten.		
	Valjanost proizvoda	5 godine		
Upozorenje	Klasifikacija proizvoda	Proizvod je namijenjen zdravstvenim djelatnicima za profesionalnu laboratorijsku upotrebu. Pažljivo pročitati informacije na naljepnici (simbole opasnosti, oznake upozorenja i obavijesti) i uvijek pogledati sigurnosno-tehnički list. Ne koristiti ga ako je primarni spremnik oštećen. U slučaju ozbiljnog incidenta, preporučujemo da odmah informirate tvrtku Bio-Optica Milano S.p.A i nadležna tijela.		
	Odlaganje	Opasan otpad: poslove njegovog zbrinjavanja povjeriti specijaliziranim i ovlaštenim tvrtkama, u skladu s važećim zakonskim propisima.		

IZMJENA br.	RAZLOG	DATUM IZMJENE
001	Prilagodba uredbe (EU) 2017/746 - IVDR	16/05/2022