



BIO FIX



KATALOGO NUMERIS	VIENETŲ DYDIS
05-X200	4 x 200 ml



In vitro diagnostikos medicinos priemonė
 EMDN: W01030705
 IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746
 Basic UDI: 080339762W01030705X2
 UDI-DI: 08033976235079



Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A.

Purškiamasis fiksatyvas makšties citologijos tyrimams.

FIKSAVIMO METODAS

- 1) Tolygiai užpurkškite ant tepinėlio (3–4 kartus). Palaukite 7 minutes, kol susidarys apsauginė plėvelė.
- 2) Susidarius atspariai ir tirpiai plėvelei galima geriausiai išsaugoti ląstelinę medžiagą iki dažymo.
- 3) Fiksuotą tepinėlį galima tiesiogiai dažyti, tačiau rekomenduojama pašalinti vaškinę plėvelę distiliuotu vandeniu (pamirkant 1–2 minutes).

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys	Tikėtinas tikslas	Gaminys citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti. Purškiamasis fiksatyvas makšties citologijos tyrimams.		
	Bendras alkoholio kiekis	89		
Pakuotė	Pirminė talpyklė	Pirminė talpyklė: baltas PVC buteliukas su purkštuvu ir apsauginiu dangteliu. Naudingoji talpa 200 ml. Šilko grafija atspari vandeniui, alkoholiui ir tirpikliams.		
	Etiketė	Mechaniniam poveikiui, vandeniui, alkoholiui ir tirpikliams atspari PVC etiketė. Atsparus braižymui, vandeniui ir alkoholiui rašalas.		
	Antrinė talpyklė	Kartoninė dėžutė		
Komponentai	Etanolis	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Izopropanolis	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Vandenyje tirpūs polimerai	-	-	-
	Dejonizuotas vanduo	-	-	-
Laikymas	Temperatūra	Preparatą laikyti kambario temperatūroje. Laikyti talpykles sandariai uždarytas.		
	Stabilumas	Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima naudoti iki tinkamumo datos.		
	Gaminio tinkamumo laikas	5 metai		
Įspėjimai	Produkto klasifikacija	Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje laboratorijoje. Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista. Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas.		
	Šalinimas	Pavojingas preparatas: vadovaukitės visais valstybės ir regiono aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo.		

REDAKCIJOS NR.	PRIEŽASTIS	PERŽIŪROS DATA
001	Reglamento (EU) Nr. 2017/746 koregavimas – IVDR	16/05/2022