



BIO FIX



KATALOGA NUMURS	ELEMENTA IZMĒRS
05-X200	4 x 200 ml



In vitro diagnostikas medicīnas ierīce
 EMDN: W01030705
 IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746
 Basic UDI: 080339762W01030705X2
 UDI-DI: 08033976235079



Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A.

Smidzināms fiksatīvs vaginālu uztriepju citoloģiskai izmeklēšanai.

FIKSĒŠANAS METODE

- 1) Vienmērīgi uzsmidziniet uz uztriepes (3–4 reizes). Nogaidiet 7 minūtes, līdz izveidojas aizsargslānis.
- 2) Kad izveidojas noturīgs un šķīstošs slānis, var labāk saglabāt šūnu materiālu līdz krāsošanai.
- 3) Fiksētu uztriepi var krāsot tiešā veidā. Tomēr ir ieteicams noņemt vaskoto slāni destilētā ūdenī (1–2 minūtes).

Tehniskie dati

Tehniskie dati	Paredzētais mērķis	Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību. Smidzināms fiksatīvs vaginālu uztriepju citoloģiskai izmeklēšanai.		
	Alkohola saturs	89		
Iepakojums	Pirmējais iepakojums	Pirmējais iepakojums: balta PVC pudele ar smidzinātāju un aizsargvāciņu. Derīgais tilpums 200 ml. Serigrāfija ar noturību pret ūdeni, spirtu un šķīdinātājiem.		
	Etiķete	PVC etiķete ar noturību pret nodilumu, ūdeni, spirtu un šķīdinātājiem. Tinte ar noturību pret skrāpējumiem, aizsargā pret ūdeni un spirtu.		
	Sekundārais iepakojums	Kartona kaste		
Sastāvdaļas	Etanols	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Izopropanols	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Ūdenī šķīstoši polimēri	-	-	-
	Dejonizēts ūdens	-	-	-
Glabāšana	Temperatūra	Glabājiet preparātu istabas temperatūrā. Glabāt tvertnes cieši noslēgtas.		
	Stabilitāte	Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā.		
	Produkta derīgums	5 gadi		
Brīdinājums	Produkta klasifikācija	Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, riska un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. Nelietot, ja ir bojāts pirmējais iepakojums. Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes.		
	Iznīcināšana	Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu.		

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr.	IEMESLS	PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
001	Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR	16/05/2022