



## BIO FIX



CATALOGUSNUMMER	MAAT PER EENHEID
05-X200	4 x 200 ml



Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek  
EMDN: W01030705  
IVD in **klasse A**, verord. (EU) 2017/746



Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W01030705X2  
UDI-DI: 08033976235079

Fixeerspray voor vaginale cytologie.

### FIXATIETECHNIEK

- 1) Gelijktijdig over het uitstrijkje sprayen (3-4 keer). 7 minuten wachten tot de beschermfilm is gevormd.
- 2) Door de vorming van een resistente, oplosbare film kan celmateriaal optimaal worden geconserveerd tot de kleuring.
- 3) Het gefixeerde uitstrijkje kan meteen worden gekleurd. Desondanks is het raadzaam de wasachtige film in gedistilleerd water (1-2 minuten) te verwijderen.

### Technische gegevens

Technische gegevens	Beoogd doel	Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie. Fixeerspray voor vaginale cytologie.		
	Algeheel alcoholgehalte	89		
Verpakking	Primaire verpakking	Primaire verpakking: witte PVC-fles met spray- en beschermdop. Nuttige inhoud 200 ml. Zeefdruk bestand tegen water, alcohol en oplosmiddelen.		
	Label	PVC-label dat bestand is tegen slijtage, water, alcohol en oplosmiddelen. Krasbestendige inkt, bestand tegen water en alcohol.		
	Secundaire verpakking	Kartonnen doos		
Componenten	Ethanol	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Isopropanol	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	In water oplosbare polymeren	-	-	-
	Gedeïoniseerd water	-	-	-
Opslag	Temperatuur	Het preparaat op kamertemperatuur bewaren. De houders goed gesloten houden.		
	Stabiliteit	Na de eerste opening kan het product opnieuw worden gebruikt tot de vervaldatum, mits het op de juiste manier wordt bewaard.		
	Productgeldigheid	5 jaar		
Waarschuwingen	Product classificatie	Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door beroepsmensen in de gezondheidszorg. Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en veiligheidszinnen) zorgvuldig door en raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire verpakking beschadigd is. Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen.		
	Verwijdering	Gevaarlijk afval: neem alle nationale en lokale milieuvorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in acht.		

REVISIE nr.	REDEN	REVISIEDATUM
001	Gewijzigde verordening (EU) 2017/746 - IVDR	16/05/2022