



## BIO FIX



NUMER KATALOGOWY	WIELKOŚĆ JEDNOSTKI
05-X200	4 x 200 ml



Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro  
EMDN: W01030705  
IVD **Klasy A**, Rozp. UE 2017/746

Basic UDI: 080339762W01030705X2  
UDI-DI: 08033976235079



Producent: Bio-Optica Milano S.p.A.

Utrwalacz w rozpylaczu do cytologii pochwy.

### TECHNIKA UTRWALANIA

- 1) Rozpyl równomiernie na rozmaz (3–4 razy). Odczekaj 7 minut, aż utworzy się warstwa ochronna.
- 2) Utworzenie odpornej i rozpuszczalnej warstwy pozwala na optymalne zachowanie materiału komórkowego do czasu barwienia.
- 3) Utrwalony rozmaz można bezpośrednio poddać barwieniu. Mimo to zaleca się usunięcie woskowej warstwy w wodzie destylowanej (1–2 minuty).

### Szczegóły techniczne

Dane techniczne	Zakładane użycie	Produkt do przygotowania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej.		
	Ogólna zawartość alkoholu	89		
Opakowanie	Pojemnik główny	Pojemnik główny: biała butelka PVC z rozpylaczem i nasadką ochronną. Pojemność użytkowa 200 ml. Sitodruk odporny na wodę, alkohol i rozpuszczalniki.		
	Etykieta	Etykieta z PVC odporna na ścieranie, wodę, alkohol i rozpuszczalniki. Tusz odporny na zarysowania, wodę i alkohol.		
	Pojemnik dodatkowy	karton		
Składniki	Etanol	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Isopropanol	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Polimery rozpuszczalne w wodzie	-	-	-
	Woda dejonizowana	-	-	-
Przechowywanie	Temperaturze	Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte.		
	Stabilność	Po pierwszym otwarciu preparat nadaje się do ponownego użycia aż do upływu terminu ważności, jeżeli jest prawidłowo przechowywany.		
	Ważność produktu	5 lat		
Ostrzeżenia	Klasyfikacja produktu	Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku laboratoryjnego dla pracowników służby zdrowia. Należy uważnie przeczytać informacje na etykiecie (symbole niebezpieczeństwa, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty dotyczące bezpieczeństwa) i zawsze zapoznać się z kartą charakterystyki. Nie używać, jeśli pojemnik główny jest uszkodzony. W razie poważnego wypadku należy natychmiast powiadomić Bio-Optica Milano S.p.A i właściwe władze.		
	Sprzedaż	Niebezpieczne odpady; zlecać wyspecjalizowanym i uprawnionym firmom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.		

NUMER WERSJI	PRZYCZYNA	DATA WYDANIA
001	Dostosowanie do rozporządzenia UE 2017/746	16/05/2022