



## BIO FIX



NUMĂR DE CATALOG	DIMENSIUNE UNITATE
05-X200	4 x 200 ml



Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro  
EMDN: W01030705  
IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) din **Clasa A**,  
Reg. UE 2017/746

Basic UDI: 080339762W01030705X2  
UDI-DI: 08033976235079



Producător: Bio-Optica Milano S.p.A.

Fixativ spray pentru citologie vaginală.

### TEHNICA DE FIXARE

- 1) Pulverizați uniform pe frotiu (de 3-4 ori). Așteptați 7 minute până când se formează pelicula protectoare.
- 2) Formarea unei pelicule rezistente și solubile permite cea mai bună conservare a materialului celular până la colorare.
- 3) Frotiul fixat poate fi colorat direct. Totuși, se recomandă eliminarea peliculei ceroase în apă distilată (1-2 minute).

### Date tehnice

Date tehnice	Utilizare prevăzută	Produs pentru prepararea probelor citologice pentru microscopie optică. Fixativ spray pentru citologie vaginală.		
	Conținutul total de alcool	89		
Ambalaj	Ambalaj primar	Ambalaj primar: recipient alb din PVC cu atomizor și capac de protecție. Capacitate utilă 200 ml. Serigrafie rezistentă la apă, alcool și solvenți.		
	Etichetă	Etichetă din PVC rezistentă la uzură, alcool și solvenți. Cerneală anti-zgâriere, rezistentă la apă și la alcool.		
	Ambalaj secundar	Cutie de carton		
Componente	Etanol	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Alcool izopropilic	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Polimeri hidrosolubili	-	-	-
	Apă deionizată	-	-	-
Depozitare	Temperatura	Depozitați preparatul la temperatura camerei. Păstrați recipientele închise ermetic.		
	Stabilitate	După prima deschidere, produsul este reutilizabil până la data de expirare, dacă este depozitat corect		
	Valabilitatea produsului	5 ani		
Avertizări	Clasificarea produselor	Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul medical în laboratoare profesioniste. Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de pericol, frazele de risc și de securitate) și consultați întotdeauna fișa cu date de securitate. Nu utilizați dacă recipientul primar este deteriorat. În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-Optica Milano S.p.A și autoritățile competente.		
	Eliminare	Preparat periculos: respectați toate reglementările de stat și locale privind eliminarea deșeurilor.		

REVIZUIREA nr.	MOTIV	DATA REVIZUIRII
001	Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022