



BIO FIX



KATALÓGOVÉ ČÍSLO	VEĽKOSŤ JEDNOTKY
05-X200	4 x 200 ml



Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro
EMDN: W01030705
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746

Basic UDI: 080339762W01030705X2
UDI-DI: 08033976235079



Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A.

Fixačný sprej na vaginálnu cytológiu.

FIXAČNÁ TECHNIKA

- 1) Nastriekajte rovnomerne na ster (v 3–4 dávkach). Počkajte približne 7 minút, kým sa vytvorí ochranný film.
- 2) Vytvorenie odolného a rozpustného filmu umožňuje optimálnu konzerváciu bunkového materiálu až do chvíle jeho farbenia.
- 3) Fixovaný ster je možné farbiť priamo. V každom prípade je však vhodnejšie odstrániť voskový film prepláchnutím destilovanou vodou (1–2 minúty).

Technické údaje

Technické údaje	Zamýšľané použitie	Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu. Fixačný sprej na vaginálnu cytológiu.		
	Celkový obsah alkoholu	89		
Balenie	Primárna nádoba	Primárna nádoba: biela fľaša z PVC s rozprašovačom a ochranným uzáverom. Využitelný objem: 200 ml. Sietotlač odolná voči vode, alkoholom a rozpúšťadlám.		
	Štítok	Štítok z PVC odolný proti opotrebovaniu, vode, alkoholom a rozpúšťadlám. Atrament odolný proti poškrabaniu, odolávajúci vode a alkoholom.		
	Sekundárna nádoba	Kartónová škatuľa		
Zložky	Etanol	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Izopropanol	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Vo vode rozpustné polyméry	-	-	-
	Deionizovaná voda	-	-	-
Skladovanie	Teplota	Pripravený preparát uchovávať pri izbovej teplote. Nádoby uchovávať tesne uzavreté.		
	Stabilita	Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do dátumu expirácie za predpokladu jeho správneho uchovávania.		
	Trvanlivosť produktu	5 rokov		
Varovania	Klasifikácia produktu	Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre odborných zdravotníckych pracovníkov. Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov. Nepoužívajte, ak je poškodený primárny obal. V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. a príslušné úrady.		
	Likvidácia	Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov.		

Č. REVÍZIE	DÔVOD	DÁTUM REVÍZIE
001	Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR	16/05/2022