



BIO FIX



KATALOGNUMMER	VOLYM
05-X200	4 x 200 ml



Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet
 EMDN: W01030705
 IVD i **Klass A**, Förord. UE 2017/746
 Basic UDI: 080339762W01030705X2
 UDI-DI: 08033976235079



Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A.

Sprayfixativ för vaginal cytologi.

FIXERINGSTEKNIK

- 1) Spraya jämnt på utstryket (3-4 gånger). Vänta 7 minuter tills skyddsfilmerna har bildats.
- 2) Bildningen av en resistent och löslig film bevarar det cellulära materialet bäst fram till färgning.
- 3) Det fixerade utstryket kan färgas direkt. Dock rekommenderas borttagning av vaxfilmen i destillerat vatten (1-2 minuter).

Tekniska data

Tekniska data	Avsedd användning	Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi. Sprayfixativ för vaginal cytologi.		
	Total alkoholhalt	89		
Förpackning	Primär behållare	Primär behållare: vit PVC-flaska med spray och skyddshatt. Användbar kapacitet 200 ml. Sidentryck resistent mot vatten, alkohol och lösningsmedel.		
	Etikett	PVC-etikett med resistens mot slitage, vatten, alkohol och lösningsm. Repsäker bläckresistent mot vatten och alkohol.		
	Sekundär behållare	Kartonglåda		
Komponenter	Etanol	CAS: 64-17-5	CE: 200-578-5	Index: 002-00-5
	Isopropanol	CAS: 67-63-0	CE: 200-661-7	Index: 603-117-00-0
	Vattenlösliga polymerer	-	-	-
	Avjoniserat vatten	-	-	-
Förvaring	Temperatur	Förvara preparatet vid rumstemperatur. Håll behållare tätt förslutna.		
	Stabilitet	Efter första öppning kan produkten återanvändas fram till utgångsdatumet, vid korrekt förvaring.		
	Produktvaliditet	5 år		
Varning	Classificazione prodotto	Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad hälsovårdspersonal. Läs noga informationen på etiketten (färosymboler, risk- och säkerhetsfraser) och konsultera alltid säkerhetsdatabladet. Använd inte produkten om den primära behållaren är skadad. I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och berörda myndigheter.		
	Kassering	Farligt preparat: följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser om avfallshandling.		

REVISIONSNUMMER	ORSAK	REVISIONSDATUM
001	Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022