



Acqua distillata – B-PRO 450

Per processore Bio-Optica B-PRO 450

IVD Dispositivo medico – diagnostico in vitro
Codice CND/EMDN : W01030799
BASIC UDI: 080341202W01030799BM
IVD in **Classe A**, Reg. UE 2017/746

Codice	Taglio/Unità di vendita	N° Repertorio	UDI-DI
450003	5 l	2426003	08034120278492

Packaging

Contenitore primario: tanica PE-HMW, capacità 5 litri, colore neutro.
Tappo a vite HDPE con ghiera sigillo, colore blu. Tenuta stagna.

Etichetta in PVC resistente all'usura e ad acqua, alcol, solventi. Inchiostro antigraffio resistente ad acqua e alcol.

Specifiche

Liquido	limpido incolore
Fosfati	≤ 0,1 ppm
Ag	≤ 0,01 ppm
B	≤ 0,01 ppm
Bi	≤ 0,01 ppm
Co	≤ 0,01 ppm
Fe	≤ 0,01 ppm
Li	≤ 0,01 ppm
Mo	≤ 0,01 ppm
Pb	≤ 0,01 ppm
Ti	≤ 0,01 ppm
Zr	≤ 0,01 ppm
Nitrati	≤ 0,1 ppm
As	≤ 0,01 ppm
Ba	≤ 0,01 ppm
Ca	≤ 0,01 ppm
Cr	≤ 0,01 ppm
Mg	≤ 0,01 ppm
Na	≤ 0,01 ppm
Sn	≤ 0,01 ppm
V	≤ 0,01 ppm
Si	≤ 0,01 ppm
Cloruri	≤ 0,1 ppm
Solfati	≤ 0,1 ppm
Au	≤ 0,01 ppm
Cd	≤ 0,01 ppm
Cu	≤ 0,01 ppm

K	≤ 0,01 ppm
Mn	≤ 0,01 ppm
Ni	≤ 0,01 ppm
Sr	≤ 0,01 ppm
Zn	≤ 0,01 ppm
pH	20°C 5.5 -7.5
Residuo evaporazione	≤ 1 ppm
Residuo Calcinazione	≤ 1 ppm
Conducibilità al momento della produzione	≤ 0,1 μS/cm

Conservazione	Conservare in luogo fresco al riparo dalla luce. Mantenere i contenitori ben chiusi.
Stabilità	Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido fino alla data di scadenza indicata purchè correttamente conservato. Validità del prodotto: 1 anno.
Smaltimento	Rifiuto pericoloso; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente.

REVISIONE N°	MOTIVAZIONE	DATA DI PUBBLICAZIONE
001	Prima emissione	28/12/2022
002	Aggiornamento N° Repertorio per adeguamento Regolamento 746/2017	23/05/2023