

Destilleret vand – B-PRO 450



Beholder til Bio-Optica B-PRO 450



In vitro diagnose medicinsk enhed

EMDN : W01030799

BASIC UDI: 080341202W01030799BM

IVD i klasse A, reg. UE 2017/746

Katalognummer	Enhedsstørrelse	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

Emballage Primær beholder: PE-beholder i neutral farve, kapacitet 5 liter, UN-godkendt. Skruenhætte i PE med forsegling. Vandtæt.

Slid-, vand-, alkohol- og opløsningsmiddelsresistent PVC-mærkat. Ridsefast blæk, der er resistent over for vand og alkohol.

Specifikationer		
	Flydende	klart, farveløs
	Fosfater	≤ 0,1 ppm
	Ag	≤ 0,01 ppm
	B	≤ 0,01 ppm
	Bi	≤ 0,01 ppm
	Co	≤ 0,01 ppm
	Fe	≤ 0,01 ppm
	Li	≤ 0,01 ppm
	Mo	≤ 0,01 ppm
	Pb	≤ 0,01 ppm
	Ti	≤ 0,01 ppm
	Zr	≤ 0,01 ppm
	Nitrater	≤ 0,1 ppm
	As	≤ 0,01 ppm
	Ba	≤ 0,01 ppm
	Ca	≤ 0,01 ppm
	Cr	≤ 0,01 ppm
	Mg	≤ 0,01 ppm
	Na	≤ 0,01 ppm
	Sn	≤ 0,01 ppm
	V	≤ 0,01 ppm
	Si	≤ 0,01 ppm
	Chlorider	≤ 0,1 ppm
	Sulfater	≤ 0,1 ppm
	Au	≤ 0,01 ppm
	Cd	≤ 0,01 ppm
	Cu	≤ 0,01 ppm

K	≤ 0,01 ppm
Mn	≤ 0,01 ppm
Ni	≤ 0,01 ppm
Sr	≤ 0,01 ppm
Zn	≤ 0,01 ppm
pH	20 °C 5,5 -7,5
Fordampningsrest	≤ 1 ppm
Calcineringsrest	≤ 1 ppm
Ledningsevne på produktionstidspunktet ≤ 0,1 mS/cm.	

Opbevaring	Opbevar et køligt sted væk fra lys. Hold beholderne tætlukkede.
Stabilitet	Efter den første åbning kan produktet bruges indtil udløbsdatoen, hvis det opbevares korrekt. Produktets gyldighed: 1 år.
Bortskaffelse	Farlig prøve: overhold alle statslige og lokale miljøbestemmelser angående bortskaffelse af affald.

REVISION nr.	ÅRSAG	REVISIONSDATO
001	Første problem	28/12/2022