

Agua destilada – B-PRO 450



Para procesador Bio-Optica B-PRO 450



Producto sanitario-diagnóstico in vitro

EMDN : W01030799

BASIC UDI: 080341202W01030799BM

IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746

Código	Corte/Unidad de venta	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

Packaging Contenedor primario: bidón PE-HMW, capacidad 5 litros, color neutro. Tapón roscado HDPE con abrazadera sello. Estanco.

Etiqueta de PVC resistente al desgaste, al agua, al alcohol, a los solventes. Tinta antirraya resistente al agua y al alcohol.

Especificaciones	Líquido	límpido incoloro
	Fosfatos	≤ 0,1 ppm
	Ag	≤ 0,01 ppm
	B	≤ 0,01 ppm
	Bi	≤ 0,01 ppm
	Co	≤ 0,01 ppm
	Fe	≤ 0,01 ppm
	Li	≤ 0,01 ppm
	Mo	≤ 0,01 ppm
	Pb	≤ 0,01 ppm
	Ti	≤ 0,01 ppm
	Zr	≤ 0,01 ppm
	Nitratos	≤ 0,1 ppm
	As	≤ 0,01 ppm
	Ba	≤ 0,01 ppm
	Ca	≤ 0,01 ppm
	Cr	≤ 0,01 ppm
	Mg	≤ 0,01 ppm
	Na	≤ 0,01 ppm
	Sn	≤ 0,01 ppm
	V	≤ 0,01 ppm
	Si	≤ 0,01 ppm
	Cloruros	≤ 0,1 ppm
	Sulfatos	≤ 0,1 ppm
	Au	≤ 0,01 ppm
	Cd	≤ 0,01 ppm
	Cu	≤ 0,01 ppm
	K	≤ 0,01 ppm
	Mn	≤ 0,01 ppm

Ni	≤ 0,01 ppm
Sr	≤ 0,01 ppm
Zn	≤ 0,01 ppm
pH	20°C 5.5 -7.5
Residuo evaporación	≤ 1 ppm
Residuo Calcinación	≤ 1 ppm
Conductividad en el momento de la producción ≤ 0,1 μS/cm.	

Conservación Conservar en un lugar fresco y protegido de la luz. Mantener los recipientes bien cerrados.

Estabilidad Después de la primera apertura, el reactivo puede considerarse válido hasta la fecha de caducidad indicada, siempre que sea conservado correctamente. Validez del producto: 1 año.

Eliminación Desecho peligroso; entregar a empresas especializadas y autorizadas según las leyes vigentes.

REVISION N°	MOTIVO	FECHA DE PUBLICACION
001	Primer problema	28/12/2022