

## Destileeritud vett – B-PRO 450



Paak Bio-Optica B-PRO 450 protsessorite jaoks

**IVD** In vitro diagnostiline meditsiiniseade  
EMDN : W01030799  
**BASIC UDI: 080341202W01030799BM**  
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746

Katalooginumber	Üksuse suurus	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

**Pakend** Primaarne mahuti: Neutraalset värvi polüetüleenist (PE) paak, mahuga 5 liitrit, ÜRO poolt heaks kiidetud. Polüetüleenist kork koos tihendiga. Veekindel.

Kulumis-, vee-, alkoholi- ja lahustikindel PVC-st etikett. Kriimustuskindel tint, mis on vastupidav veele ja alkoholile.

Omadused		
	Vedelik	selge, värvitu
	Fosfaadid	≤ 0,1 ppm
	Ag	≤ 0,01 ppm
	B	≤ 0,01 ppm
	Bi	≤ 0,01 ppm
	Co	≤ 0,01 ppm
	Fe	≤ 0,01 ppm
	Li	≤ 0,01 ppm
	Mo	≤ 0,01 ppm
	Pb	≤ 0,01 ppm
	Ti	≤ 0,01 ppm
	Zr	≤ 0,01 ppm
	Nitraadid	≤ 0,1 ppm
	As	≤ 0,01 ppm
	Ba	≤ 0,01 ppm
	Ca	≤ 0,01 ppm
	Cr	≤ 0,01 ppm
	Mg	≤ 0,01 ppm
	Na	≤ 0,01 ppm
	Sn	≤ 0,01 ppm
	V	≤ 0,01 ppm
	Si	≤ 0,01 ppm
	Kloriidid	≤ 0,1 ppm
	Sulfaadid	≤ 0,1 ppm
	Au	≤ 0,01 ppm
	Cd	≤ 0,01 ppm
	Cu	≤ 0,01 ppm

K	≤ 0,01 ppm
Mn	≤ 0,01 ppm
Ni	≤ 0,01 ppm
Sr	≤ 0,01 ppm
Zn	≤ 0,01 ppm
pH	20 °C 5,5–7,5
Aurustumisjääk	≤ 1 ppm
Kaltsineerimisjääk	≤ 1 ppm
Juhtivus tootmise ajal	≤ 0,1 mS/cm

<b>Hoiustamine</b>	Hoida jahedas valguse eest kaitstud kohas. Hoida mahuteid tihedalt suletuna.
<b>Stabiilsus</b>	Pärast esmast avamist on toode korrektse säilitamise korral kasutatav kuni kõlblikkusaja lõpuni. Toote kõlblikkusaeg: 1 aasta.
<b>Kõrvaldamine</b>	Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki riiklikke ja kohalikke keskkonnanäeskirju.

MUUDATUSE NR	PÕHJUS	MUUDATUSE KUUPÄEV
001	Esimene väljalase	28/12/2022