

Säiliö tislattua vettä - B-PRO 450

Säiliö B-PRO 450-prosessorille



In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite

EMDN : W01030799

BASIC UDI: 080341202W01030799BM

IVD, luokka A, asetus (EU) 2017/746



Luettelonumero	Yksikkökoko	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

Pakkaus

Primaaripakkaus: Neutraalin värinen PE-säiliö, tilavuus 5 litraa, UN-hyväksytty. PE-kierrekorkki, jossa sinetti. Vesitiivis.

Kulutuksen-, veden-, alkoholin- ja liuotteenkestävä PVC-etiketti. Naarmuuntumaton veden- ja alkoholinkestävä muste.

Tekniset tiedot

Neste	kirkas, väritön
Fosfaatit	≤ 0,1 ppm
Ag	≤ 0,01 ppm
B	≤ 0,01 ppm
Bi	≤ 0,01 ppm
Co	≤ 0,01 ppm
Fe	≤ 0,01 ppm
Li	≤ 0,01 ppm
Mo	≤ 0,01 ppm
Pb	≤ 0,01 ppm
Ti	≤ 0,01 ppm
Zr	≤ 0,01 ppm
Nitraatit	≤ 0,1 ppm
As	≤ 0,01 ppm
Ba	≤ 0,01 ppm
Ca	≤ 0,01 ppm
Cr	≤ 0,01 ppm
Mg	≤ 0,01 ppm
Na	≤ 0,01 ppm
Sn	≤ 0,01 ppm
V	≤ 0,01 ppm
Si	≤ 0,01 ppm
Kloridit	≤ 0,1 ppm
Sulfaatit	≤ 0,1 ppm
Au	≤ 0,01 ppm
Cd	≤ 0,01 ppm
Cu	≤ 0,01 ppm
K	≤ 0,01 ppm

Mn	≤ 0,01 ppm
Ni	≤ 0,01 ppm
Sr	≤ 0,01 ppm
Zn	≤ 0,01 ppm
pH	20 °C 5,5–7,5
Haihdutusjäännös ≤ 1 ppm Kalsinointijäännös ≤ 1 ppm	
Johtavuus tuotantohetkellä ≤ 0,1 mS/cm	

Säilytys

Säilytä viileässä paikassa valolta suojattuna. Pidä astiat tiiviisti suljettuina.

Stabiliateetti

Avattua tuotetta voidaan käyttää viimeiseen käyttöpäivään saakka, jos sitä säilytetään oikein. Tuotteen säilyvyysaika: 1 vuosi.

Hävittäminen

Vaarallinen valmiste: noudata kaikkia jätteiden hävittämistä koskevia kansallisia ja paikallisia ympäristösäännöksiä.

VERSION NRO	SY	MUOKKAUKSEN PVM
001	Ensimmäinen ongelma	28/12/2022