

Desztillált víz



Bio-Optica B-PRO 450 processzorokhoz



In vitro orvosi diagnosztikai eszköz

EMDN : W01030799

BASIC UDI: 080341202W01030799BM

IVD A osztályban, Reg. EU 2017/746

Kód	Értékesítési méret/egység	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

Csomagolás

Elsődleges tárolóedény: PE-HMW kanna, űrtartalma 5 liter, semleges színű. HDPE csavaros kupak tömítőgyűrűvel. Tömített.

Kopásnak és víznek, alkoholnak oldószereknek ellenálló PVC címke. Karcolásálló, víznek és alkoholnak ellenálló tinta.

Részletezés

Folyadék	tiszta színtelen
Foszfátok	≤ 0,1 ppm
Ag	≤ 0,01 ppm
B	≤ 0,01 ppm
Bi	≤ 0,01 ppm
Co	≤ 0,01 ppm
Fe	≤ 0,01 ppm
Li	≤ 0,01 ppm
Mo	≤ 0,01 ppm
Pb	≤ 0,01 ppm
Ti	≤ 0,01 ppm
Zr	≤ 0,01 ppm
Nitrátok	≤ 0,1 ppm
As	≤ 0,01 ppm
Ba	≤ 0,01 ppm
Ca	≤ 0,01 ppm
Cr	≤ 0,01 ppm
Mg	≤ 0,01 ppm
Na	≤ 0,01 ppm
Sn	≤ 0,01 ppm
V	≤ 0,01 ppm
Si	≤ 0,01 ppm
Kloridok	≤ 0,1 ppm
Szulfátok	≤ 0,1 ppm
Au	≤ 0,01 ppm
Cd	≤ 0,01 ppm
Cu	≤ 0,01 ppm

K	≤ 0,01 ppm
Mn	≤ 0,01 ppm
Ni	≤ 0,01 ppm
Sr	≤ 0,01 ppm
Zn	≤ 0,01 ppm
pH	20 °C 5,5–7,5
Párolgási maradék	≤ 1 ppm
Kalcinációs maradék	≤ 1 ppm
Vezetőképesség az előállítás idején	≤ 0,1 μS/cm

Tárolás	Tárolja hűvös, fénytől védett helyen. A tárolóedényeket tartsa jól lezárva.
Stabilitás	Az első kinyitás után a hatóanyagot a feltüntetett lejárati időpontjáig jónak kell minősíteni, amennyiben helyesen tárolják. A termék érvényességi ideje: 1 év.
Ártalmatlanítás	Veszélyes hulladék; adja le erre specializálódott és felhatalmazott cégeknek, az érvényes törvényi előírások szerint.

FELÜLV. SZ.	INDOKLAS	KÖZZETETEL NAPJA
001	Első kiadás	16/05/2022