

Distiliuoto vandens talpyklė – B-PRO 450



Talpyklė skirta Bio-Optica B-PRO 450 procesoriui

IVD In vitro diagnostikos medicinos priemonė
Codice CND/EMDN : W01030799
BASIC UDI: 080341202W01030799BM
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746

Katalogo numeris	Vienetų dydis	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

Pakuotė Pirminė talpyklė: Neutralios spalvos PE talpyklė, talpa 5 litrai, patvirtinta JT. PE užsukamas dangtelis su plomba. Nepraleidžia vandens.

Mechaniniam poveikiui, vandeniui, alkoholiui ir tirpikliams atspari PVC etiketė. Atsparus braižymui, vandeniui ir alkoholiui rašalas.

Specifikacijos	Skystis	skaidrus, bespalvis
	Fosfatai	≤0,1 ppm
	Ag	≤0,01 ppm
	B	≤0,01 ppm
	Bi	≤0,01 ppm
	Co	≤0,01 ppm
	Fe	≤0,01 ppm
	Li	≤0,01 ppm
	Mo	≤0,01 ppm
	Pb	≤0,01 ppm
	Ti	≤0,01 ppm
	Zr	≤0,01 ppm
	Nitratai	≤0,1 ppm
	As	≤0,01 ppm
	Ba	≤0,01 ppm
	Ca	≤0,01 ppm
	Cr	≤0,01 ppm
	Mg	≤0,01 ppm
	Na	≤0,01 ppm
	Sn	≤0,01 ppm
	V	≤0,01 ppm
	Si	≤0,01 ppm
	Chloridai	≤0,1 ppm
	Sulfatai	≤0,1 ppm
	Au	≤0,01 ppm
	Cd	≤0,01 ppm
	Cu	≤0,01 ppm

K	≤0,01 ppm
Mn	≤0,01 ppm
Ni	≤0,01 ppm
Sr	≤0,01 ppm
Zn	≤0,01 ppm
pH	20 °C temperatūroje: 5,5–7,5
Išgaravimo liekanos	≤1 ppm
Kalkėjimo liekanos	≤1 ppm
Laidis gamybos metu	≤0,1 mS/cm

Laikymas	Laikyti vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos. Laikyti talpykles sandariai uždarytas.
Stabilumas	Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima naudoti iki tinkamumo datos. Produkto tinkamumo laikas: 1 metai.
Šalinimas	Pavojingas preparatas: vadovaukitės visais valstybės ir regiono aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo.

REDAKCIJOS NR.	PRIEŽASTIS	PERŽIŪROS DATA
001	Pirma problema	28/12/2022