

Destilēta ūdens



Tvertne paredzēts Bio-Optica B-PRO 450 procesoram

IVD In vitro diagnostikas medicīnas ierīce
EMDN : W01030799
BASIC UDI: 080341202W01030799BM
IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746

Kataloga numurs	Elementa izmērs	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

Iepakojums Pirmējais iepakojums: Neitrālas krāsas PE tvertne, tilpums 5 litri, ANO apstiprināta. Skrūvējams PE vāciņš ar blīvi. Ūdensnecaurlaidīgs.

PVC etiķete ar noturību pret nodilumu, ūdeni, spirtu un šķīdinātājiem. Tinte ar noturību pret skrāpējumiem, aizsargā pret ūdeni un spirtu.

Specifikācijas	Šķidrums	dzidrs, bezkrāsains
	Fosfāti	≤ 0,1 miljondaļu
	Ag	≤ 0,01 miljondaļu
	B	≤ 0,01 miljondaļu
	Bi	≤ 0,01 miljondaļu
	Co	≤ 0,01 miljondaļu
	Fe	≤ 0,01 miljondaļu
	Li	≤ 0,01 miljondaļu
	Mo	≤ 0,01 miljondaļu
	Pb	≤ 0,01 miljondaļu
	Ti	≤ 0,01 miljondaļu
	Zr	≤ 0,01 miljondaļu
	Nitrāti	≤ 0,1 miljondaļu
	As	≤ 0,01 miljondaļu
	Ba	≤ 0,01 miljondaļu
	Ca	≤ 0,01 miljondaļu
	Cr	≤ 0,01 miljondaļu
	Mg	≤ 0,01 miljondaļu
	Na	≤ 0,01 miljondaļu
	Sn	≤ 0,01 miljondaļu
	V	≤ 0,01 miljondaļu
	Si	≤ 0,01 miljondaļu
	Hlorīdi	≤ 0,1 miljondaļu
	Sulfāti	≤ 0,1 miljondaļu
	Au	≤ 0,01 miljondaļu
	Cd	≤ 0,01 miljondaļu
	Cu	≤ 0,01 miljondaļu

K	≤ 0,01 miljondaļu
Mn	≤ 0,01 miljondaļu
Ni	≤ 0,01 miljondaļu
Sr	≤ 0,01 miljondaļu
Zn	≤ 0,01 miljondaļu
pH	20°C 5,5–7,5
Iztvaikošanas atlikums	≤ 1 miljondaļu
Kalcinēšanas atlikums	≤ 1 miljondaļu
Vadītspēja rašanās laikā	≤ 0,1 mS/cm

Glabāšana	Glabāt vēsā tumšā vietā. Glabāt tvertnes cieši noslēgtas.
Stabilitāte	Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams līdz derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā. Produkta derīgums: 1 gads.
Iznīcināšana	Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr.	IEMESLS	PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
001	Pirmais numurs	28/12/2022