

Gedistilleerd water



Tank voor Bio-Optica B-PRO 450 processor

IVD Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek
EMDN : W01030799
BASIC UDI: 080341202W01030799BM
IVD in klasse A, verord. (EU) 2017/746

Catalogusnummer	Maat per eenheid	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

Verpakking Primaire verpakking: PE-tank in neutrale kleur, inhoud 5 liter, VN-goedgekeurd. Schroefdop in PE met verzegeling. Waterdicht.

PVC-label dat bestand is tegen slijtage, water, alcohol en oplosmiddelen. Krasbestendige inkt, bestand tegen water en alcohol.

Specificaties	Vloeistof	transparant, kleurloos
	Fosfaten	≤ 0,1 ppm
	Ag	≤ 0,01 ppm
	B	≤ 0,01 ppm
	Bi	≤ 0,01 ppm
	Co	≤ 0,01 ppm
	Fe	≤ 0,01 ppm
	Li	≤ 0,01 ppm
	Mo	≤ 0,01 ppm
	Pb	≤ 0,01 ppm
	Ti	≤ 0,01 ppm
	Zr	≤ 0,01 ppm
	Nitraten	≤ 0,1 ppm
	As	≤ 0,01 ppm
	Ba	≤ 0,01 ppm
	Ca	≤ 0,01 ppm
	Cr	≤ 0,01 ppm
	Mg	≤ 0,01 ppm
	Na	≤ 0,01 ppm
	Sn	≤ 0,01 ppm
	V	≤ 0,01 ppm
	Si	≤ 0,01 ppm
	Chloriden	≤ 0,1 ppm
	Sulfaten	≤ 0,1 ppm
	Au	≤ 0,01 ppm
	Cd	≤ 0,01 ppm
	Cu	≤ 0,01 ppm

K	≤ 0,01 ppm
Mn	≤ 0,01 ppm
Ni	≤ 0,01 ppm
Sr	≤ 0,01 ppm
Zn	≤ 0,01 ppm
pH	20°C 5,5 -7,5
Verdampingsresidu	≤ 1 ppm
Calcinatieresidu	≤ 1 ppm
Geleidbaarheid op het moment van productie	≤ 0,1 mS/cm

Opslag	Bewaren op een koele plaats, uit de buurt van licht. De houders goed gesloten houden.
Stabiliteit	Na de eerste opening kan het product worden gebruikt tot de vervaldatum, mits het op de juiste manier wordt bewaard. Productgeldigheid: 1 jaar.
Verwijdering	Gevaarlijk afval: neem alle nationale en lokale milieuvoorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in acht.

REVISIE nr.	REDEN	REVISIEDATUM
001	Eerste probleem	28/12/2022