

Água destilada – B-PRO 450

Para processar Bio-Optica B-PRO 450

IVD Dispositivo médico-diagnóstico in vitro
EMDN : W01030799
BASIC UDI: 080341202W01030799BM
IVD na **Classe A**, Reg. UE 2017/746



Código	Corte/unidade de venda	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

Packaging Embalagem primária: tanque PE-HMW, capacidade de 5 litros, cor neutra. Tampa roscada HDPE com anel de selagem. Vedação estanque.

Rótulo em PVC resistente ao desgaste e à água, álcool, solventes. Tinta anti-riscos resistente à água e ao álcool.

Especificações

Líquido límpido incolor	
Fosfatos	≤ 0,1 ppm
Ag	≤ 0,01 ppm
B	≤ 0,01 ppm
Bi	≤ 0,01 ppm
Co	≤ 0,01 ppm
Fe	≤ 0,01 ppm
Li	≤ 0,01 ppm
Mo	≤ 0,01 ppm
Pb	≤ 0,01 ppm
Ti	≤ 0,01 ppm
Zr	≤ 0,01 ppm
Nitratos	≤ 0,1 ppm
As	≤ 0,01 ppm
Ba	≤ 0,01 ppm
Ca	≤ 0,01 ppm
Cr	≤ 0,01 ppm
Mg	≤ 0,01 ppm
Na	≤ 0,01 ppm
Sn	≤ 0,01 ppm
V	≤ 0,01 ppm
Si	≤ 0,01 ppm
Cloretos	≤ 0,1 ppm
Sulfatos	≤ 0,1 ppm
Au	≤ 0,01 ppm
Cd	≤ 0,01 ppm
Cu	≤ 0,01 ppm

K	≤ 0,01 ppm
Mn	≤ 0,01 ppm
Ni	≤ 0,01 ppm
Sr	≤ 0,01 ppm
Zn	≤ 0,01 ppm
pH	20°C 5,5 -7,5
Resíduos de evaporação ≤ 1 ppm	
Resíduos de calcinação ≤ 1 ppm	
Condutibilidade no momento da produção ≤ 0,1 μS/cm.	

Conservação Conserve num local fresco ao abrigo da luz. Mantenha as embalagens devidamente fechadas.

Estabilidade Após a primeira abertura, o reagente deve considerar-se válido até à data de validade indicada, desde que seja corretamente conservado. Validade do produto: 1 ano.

Eliminação Resíduo perigoso; entregue-o a empresas especializadas e autorizadas, segundo a legislação vigente.

REVISÃO Nº	MOTIVAÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO
001	Primeira edição	28/12/2022