

Destilovaná voda vo fľaši – B-PRO 450



Fľaši pre procesor Bio-Optica B-PRO 450

IVD Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro
EMDN : W01030799
BASIC UDI: 080341202W01030799BM
IVD, trieda A, nariadenie (EU) 2017/746

| Katalogové číslo | Veľkosť jednotky | UDI-DI |
|------------------|------------------|----------------|
| 450003 | 5 l | 08034120278492 |

Balenie Primárna nádoba: Nádoba z PE neutrálnej farby, objem 5 litrov, schválenie UN. Skrutkovací uzáver z PE s tesnením. Vodotesná.

Štítok z PVC odolný proti opotrebovaniu, vode, alkoholom a rozpúšťadlám. Atrament odolný proti poškrabaniu, odolávajúci vode a alkoholom.

| Špecifikácie | Kvapalina | číra, bezfarebná |
|--------------|--------------|------------------|
| | Fosforečnany | ≤ 0,1 ppm |
| | Ag | ≤ 0,01 ppm |
| | B | ≤ 0,01 ppm |
| | Bi | ≤ 0,01 ppm |
| | Co | ≤ 0,01 ppm |
| | Fe | ≤ 0,01 ppm |
| | Li | ≤ 0,01 ppm |
| | Mo | ≤ 0,01 ppm |
| | Pb | ≤ 0,01 ppm |
| | Ti | ≤ 0,01 ppm |
| | Zr | ≤ 0,01 ppm |
| | Dusičnany | ≤ 0,1 ppm |
| | As | ≤ 0,01 ppm |
| | Ba | ≤ 0,01 ppm |
| | Ca | ≤ 0,01 ppm |
| | Cr | ≤ 0,01 ppm |
| | Mg | ≤ 0,01 ppm |
| | Na | ≤ 0,01 ppm |
| | Sn | ≤ 0,01 ppm |
| | V | ≤ 0,01 ppm |
| | Si | ≤ 0,01 ppm |
| | Chloridy | ≤ 0,1 ppm |
| | Sírany | ≤ 0,1 ppm |
| | Au | ≤ 0,01 ppm |
| | Cd | ≤ 0,01 ppm |
| | Cu | ≤ 0,01 ppm |
| | K | ≤ 0,01 ppm |

| | |
|---|----------------|
| Mn | ≤ 0,01 ppm |
| Ni | ≤ 0,01 ppm |
| Sr | ≤ 0,01 ppm |
| Zn | ≤ 0,01 ppm |
| pH | 20 °C 5,5 -7,5 |
| Zvyšok po odparení ≤1 ppm Zvyšok po kalcinácii ≤1 ppm | |
| Vodivosť v dobe výroby ≤0,1 mS/cm | |

| | |
|--------------------|--|
| Skladovanie | Uchovávať na chladnom mieste mimo svetla. Nádoby uchovávať tesne uzavreté. |
| Stabilita | Po otvorení je možné produkt používať opakovane až do dátumu expirácie za predpokladu jeho správneho uchovávanía. Trvanlivosť produktu: 1 rok. |
| Likvidácia | Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov. |

| Č. REVÍZIE | DÔVOD | DÁTUM REVÍZIE |
|------------|--------------|---------------|
| 001 | Prvý problém | 28/12/2022 |