

CONTENITORE DI TRASPORTO SECONDARIO PER KLESSIDRA



CODICE	DESCRIZIONE	CND	N° DI REPERTORIO
05-900700	Contenitore di trasporto secondario con supporto in spugna da 21 posti – 1 pz	N.A.	N.A.
05-900800	Accessorio: Supporto in spugna da 21 posti – 1 pz	N.A.	N.A.
05-900850	Accessorio: Supporto in spugna da 5 posti – 1 pz	N.A.	N.A.
44-6754	Accessorio: contenitore di trasporto terziario (460 x 240 x 230 mm) per cod. 05-900700	N.A.	N.A.

Distributore: Bio-Optica Milano S.p.A.

Data di pubblicazione: 10/09/2021

Rev. 01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Contenitore di trasporto secondario per Klessidra 1.0 e 2.0 completo di supporto in materiale assorbente con 21 alloggi.

Il contenitore è realizzato in policarbonato e il coperchio è dotato di guarnizione ermetica in silicone, tale da garantire un elevato standard di sicurezza, anche in caso di fuoriuscite accidentali di liquidi contenuti all'interno.

Il sistema di chiusura è provvisto di 4 ganci che impediscono l'apertura del contenitore in caso di caduta.

Completo di manico in acciaio inox e simbolo di rischio biologico impresso sul coperchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenitore di trasporto	Dimensioni	Altezza	180 mm
		Lunghezza	330 mm
		Profondità	175 mm
	Materiale	Policarbonato, trasparente	
Supporto in spugna	Dimensioni	Altezza	55 mm
		Lunghezza	330 mm
		Profondità	140 mm
		Diametro dei fori	35 mm
		Numero fori	21
	Materiale	Moltoprene, grigio scuro	
Supporto in spugna	Dimensioni	Altezza	55 mm
		Lunghezza	330 mm
		Profondità	140 mm
		Diametro dei fori	70 mm
		Numero fori	5
	Materiale	Moltoprene, grigio scuro	

Data di pubblicazione: 10/09/2021

Rev. 01