

X-free

Разтворител за хистология, заместител на ксилена



IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие

EMDN : W01030799

BASIC UDI: 080341202W01030799BM

IVD от клас A, Регламент (EC) 2017/746



Каталожен номер	Размер на изделието	UDI-DI
06-1305Q	2,5 l x 4	08034120276085
06-1305F	5 l	08034120274906
450007	5 l (за обработващ агент B-PRO 450) – зелено капачка	08034120278522

Опаковка

06-1305Q

Оригинален фабричен контейнер: прозрачен бутилка от полиетилентерефталат (PET). Използваем обем 2,5 литра. Капачка от HDPE. Капачка с пръстен, който се къса при отваряне.

Полиетилентерефталатът е термопластичен полимер от семейството на полиестерите. PET е оптимална бариера за кислорода, въглеродния диоксид и други газове. Този материал е с висока устойчивост на ултравиолетови лъчи и проявява инертност към основните химични вещества (разтворители: ксилен, лимонен, течни парафини, спиртове, киселини, основи и т.н.). Той е биологично инертен. Осигурява добра защита от вода и влага. Показва голяма твърдост и механична устойчивост.

Бутилката е удобна за хващане. Няма дръжки, за да заема по-малко място за съхранение. Капачката против прокапване позволява прецизност и чистота при употреба.

Външен контейнер: картонена кутия.

06-1305F, 450007

Оригинален фабричен контейнер: бяла бутилка от полиетилен, устойчив на разтворители (PE/EVOH). Използваем обем 5 литра. Капачка от HDPE. Капачка с пръстен, който се къса при отваряне.

Предназначение

Продукт за подготовка на цитохистологични проби за изследване с оптичен микроскоп.

Спецификации

Външен вид: прозрачна течност, несъдържаща суспендирани частици

Плътност: 0,7 – 0,72 kg/l

Точка на кипене: 90°C минимум

Точка на изсъхване: > 200°C максимум

Сух остатък: 5 mg/kg максимум

Диизононилфталат: 3% m/m максимум

Алифатно съдържание (хептани): 80% m/m минимум

Приложение Лабораторни процедури по патологична анатомия и цитология. Смесва се със спиртове (етанол, изопропанол, бутанол), восъци и среди за поставяне върху предметни стъкла.

Компоненти	CAS	CE	Index
Алифатна смес	927-510-4	–	–
Изопропилов спирт	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0

Предупреждения и предпазни мерки Продуктът е предназначен за професионална лабораторна употреба от медицински специалисти.
Прочетете внимателно информацията върху етикета (символите за опасност и текстовете за рисковете и безопасността) и винаги правете справка с информационния лист за безопасност. Не използвайте, ако оригиналната фабрична опаковка е повредена.
В случай на сериозна злополука препоръчваме незабавно да информирате Bio-Optica Milano S.p.A и компетентните власти.

Съхранение Съхранявайте препарата при температура 15 – 25°C, в плътно затворени контейнери.

Стабилност След първото отваряне продуктът може да се използва отново до изтичане на срока на годност, ако е правилно съхраняван. Годност на продукта: 3 години.

Изхвърляне Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни екологични разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци.

РЕДАКЦИЯ №	ОСНОВАНИЕ	ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА
001	Корекция на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро диагностика (IVDR)	16/05/2022
002	Въвеждане на нов код	29/12/2022
003	Модификация на опаковката 2,5 л	13/03/2025