

Дестилирана вода – B-PRO 450

Туба за обработващ агент Bio-Optica B-PRO 450

IVD IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие
EMDN : W01030799
BASIC UDI: 080341202W01030799BM
IVD от клас A, Регламент (EC) 2017/746



Каталожен номер	Размер на изделието	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

Опаковка Оригиналнен фабричен контейнер: Туба от PE в неутрален цвят, вместимост 5 литра, одобрен от ООН. Винтова капачка от PE, с уплътнение. Водонепроницаем контейнер.

PVC етикет, устойчив на износване, вода, спирт и разтворители. Мастило, устойчиво на изтриване, вода и спирт.

Спецификации	Течност	прозрачна, безцветна
	Фосфати	≤ 0,1 ppm
	Ag	≤ 0,01 ppm
	B	≤ 0,01 ppm
	Bi	≤ 0,01 ppm
	Co	≤ 0,01 ppm
	Fe	≤ 0,01 ppm
	Li	≤ 0,01 ppm
	Mo	≤ 0,01 ppm
	Pb	≤ 0,01 ppm
	Ti	≤ 0,01 ppm
	Zr	≤ 0,01 ppm
	Нитрати	≤ 0,1 ppm
	As	≤ 0,01 ppm
	Ba	≤ 0,01 ppm
	Ca	≤ 0,01 ppm
	Cr	≤ 0,01 ppm
	Mg	≤ 0,01 ppm
	Na	≤ 0,01 ppm
	Sn	≤ 0,01 ppm
	V	≤ 0,01 ppm
	Si	≤ 0,01 ppm
	Хлориди	≤ 0,1 ppm
	Сулфати	≤ 0,1 ppm
	Au	≤ 0,01 ppm
	Cd	≤ 0,01 ppm

Cu	≤ 0,01 ppm
K	≤ 0,01 ppm
Mn	≤ 0,01 ppm
Ni	≤ 0,01 ppm
Sr	≤ 0,01 ppm
Zn	≤ 0,01 ppm
pH	20°C 5,5 – 7,5
Остатък след изпаряване	≤ 1 ppm
Остатък след калциниране	≤ 1 ppm
Проводимост към момента на производство	≤ 0,1 mS/cm

Съхранение	Съхранявайте на хладно и тъмно. Дръжте контейнерите плътно затворени.
Стабилност	След първото отваряне продуктът може да се използва отново до изтичане на срока на годност, ако е правилно съхраняван. Годност на продукта: 1 година.
Изхвърляне	Опасни отпадъци: спазвайте всички държавни и местни екологични разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци.

РЕДАКЦИЯ №	ОСНОВАНИЕ	ДАТА НА РЕДАКЦИЯТА
001	Първи проблем	28/12/2022