



## Destilirane vode

Kanister za procesor Bio-Optica B-PRO 450

**IVD** In vitro dijagnostičko-medicinski proizvod  
EMDN : W01030799  
**BASIC UDI: 080341202W01030799BM**  
IVD u klasi A, Ur. (EU) 2017/746

Kataloški broj	Veličina jedinice	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

**Ambalaža** Primarni spremnik: Kanister od polietilena neutralne boje, zapremnine 5 litara, s odobrenjem UN-a. Navojni čep od PE s brtvom. Vodonepropusan.

PVC oznaka otporna na habanje, alkohol i otapala. Tinta otporna na ogrebotine, vodu i alkohol.

Specifikacije	Tekućina	bistra, bezbojna
	Fosfati	≤ 0,1 ppm
	Ag	≤ 0,01 ppm
	B	≤ 0,01 ppm
	Bi	≤ 0,01 ppm
	Co	≤ 0,01 ppm
	Fe	≤ 0,01 ppm
	Li	≤ 0,01 ppm
	Mo	≤ 0,01 ppm
	Pb	≤ 0,01 ppm
	Ti	≤ 0,01 ppm
	Zr	≤ 0,01 ppm
	Nitrati	≤ 0,1 ppm
	As	≤ 0,01 ppm
	Ba	≤ 0,01 ppm
	Ca	≤ 0,01 ppm
	Cr	≤ 0,01 ppm
	Mg	≤ 0,01 ppm
	Na	≤ 0,01 ppm
	Sn	≤ 0,01 ppm
	V	≤ 0,01 ppm
	Si	≤ 0,01 ppm
	Kloridi	≤ 0,1 ppm
	Sulfati	≤ 0,1 ppm
	Au	≤ 0,01 ppm
	Cd	≤ 0,01 ppm
	Cu	≤ 0,01 ppm

K	≤ 0,01 ppm
Mn	≤ 0,01 ppm
Ni	≤ 0,01 ppm
Sr	≤ 0,01 ppm
Zn	≤ 0,01 ppm
pH	20°C 5,5 -7,5
Ostatak nakon isparavanja ≤ 1 ppm	
Ostatak nakon kalciniranja ≤ 1 ppm	
Vodljivost u vrijeme proizvodnje ≤ 0,1 mS / cm.	

<b>Čuvanje</b>	Čuvati na hladnom podalje od svjetla. Spremnike držati dobro zatvorenima.
<b>Stabilnost</b>	Nakon prvog otvaranja, proizvod je upotrebljiv do datuma isteka, ako je pravilno skladišten. Valjanost proizvoda: 1 godina.
<b>Odlaganje</b>	Opasan otpad: poslove njegovog zbrinjavanja povjeriti specijaliziranim i ovlaštenim tvrtkama, u skladu s važećim zakonskim propisima.

IZMJENA br.	RAZLOG	DATUM IZMJENE
001	Prvo izdanje	28/12/2022