

Apă distilată - B-PRO 450



Recipient pentru automatele Bio-Optica B-PRO 450



Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro

EMDN : W01030799

BASIC UDI: 080341202W01030799BM

IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) din **Clasa A**, Reg. UE 2017/746

Număr de catalog	Dimensiune unitate	UDI-DI
450003	5 l	08034120278492

Ambalaj

Ambalaj primar: Recipient din PE, culoare neutră, capacitate 5 litri, aprobate de UN. Capac cu filet, din PE, sigilat. Etanș la apă.

Etichetă din PVC rezistentă la uzură, alcool și solvenți. Cerneală anti-zgâriere, rezistentă la apă și la alcool.

Specificații

Lichid	limpede, incolor
Fosfați	≤ 0,1 ppm
Ag	≤ 0,01 ppm
B	≤ 0,01 ppm
Bi	≤ 0,01 ppm
Co	≤ 0,01 ppm
Fe	≤ 0,01 ppm
Li	≤ 0,01 ppm
Mo	≤ 0,01 ppm
Pb	≤ 0,01 ppm
Ti	≤ 0,01 ppm
Zr	≤ 0,01 ppm
Nitrați	≤ 0,1 ppm
As	≤ 0,01 ppm
Ba	≤ 0,01 ppm
Ca	≤ 0,01 ppm
Cr	≤ 0,01 ppm
Mg	≤ 0,01 ppm
Na	≤ 0,01 ppm
Sn	≤ 0,01 ppm
V	≤ 0,01 ppm
Si	≤ 0,01 ppm
Cloruri	≤ 0,1 ppm
Sulfați	≤ 0,1 ppm
Au	≤ 0,01 ppm
Cd	≤ 0,01 ppm
Cu	≤ 0,01 ppm

K	≤ 0,01 ppm
Mn	≤ 0,01 ppm
Ni	≤ 0,01 ppm
Sr	≤ 0,01 ppm
Zn	≤ 0,01 ppm
pH	20°C 5,5 -7,5
Reziduuri după evaporare ≤ 1 ppm Reziduuri după calcinare ≤ 1 ppm	
Conductivitate la momentul fabricării ≤ 0.1 mS / cm	

Depozitare	Depozitați într-un loc răcoros ferit de lumină. Păstrați recipientele închise ermetic.
Stabilitate	După prima deschidere, produsul este utilizabil până la data de expirare, dacă este depozitat corect. Valabilitatea produsului: 1 an.
Eliminare	Preparat periculos: respectați toate reglementările de stat și locale privind eliminarea deșeurilor.

REVIZUIRE nr.	MOTIV	DATA REVIZUIRII
001	Prima problema	28/12/2022