


Aghi per autopsia

Notizie generali

Aghi per autopsia curvi.



Codice	Lunghezza	Confezionamento
32-600.1	150 mm	12 pz.
32-600.2	125 mm	12 pz.
32-600.3	100 mm	12 pz.
32-600.6	73 mm	12 pz.

Produttore: Barber Autopsy Limited
Churchill Way Chapeltown
Sheffield England S35 2PY

Distributore per l'Italia: **Bio Optica Milano S.p.A.**

Caratteristiche funzionali

Materiale: acciaio inossidabile

Sterilizzazione: non prevista

Il prodotto è utilizzato per autopsia, pertanto non può essere definito dispositivo medico, in conformità a quanto stabilito dal Ministero della Salute con la Circolare del 4 novembre 2011 (“si presume che il fabbricante non possa applicare a detti prodotti la definizione di dispositivo medico quale prodotto impiegato sull'uomo “... a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia ...” in quanto i prodotti di cui trattasi, alla luce della loro destinazione d'uso non possono rientrare nell'ambito di applicazione del decreto stesso e, pertanto, non devono recare la marcatura CE dei dispositivi medici”).